

水質分析用認証標準物質 (CRM)

- ・ 金属類15成分混合標準液B
- ・ 水質分析用 無機混合標準液 DWS-5



水質分析用認証標準物質(CRM)



金属類15成分混合標準液B

品名	溶媒	容量	Cat.No.	価格
金属類15成分混合標準液B (CRM) ICP-MS用 [毒]	2% HNO ₃	125 mL	1021-12016	28,000
Se、Pb、As、Ni : 1 mg/L	B、Zn、Al、Cu : 10 mg/L			
Mn : 0.5 mg/L	Mo : 7 mg/L			
Cr、Sb、U : 0.2 mg/L	Cd : 0.3 mg/L			
Fe : 30 mg/L				

水質分析用無機混合標準液 DWS-5

品名	溶媒	容量	Cat.No.	価格
水質分析用無機混合標準液 DWS-5 [毒]	2% HNO ₃	125 mL	8500-12006	29,700
Se、Pb、As、Ni : 1 mg/L	Fe : 30 mg/L			
Cr : 2 mg/L	B、Zn、Al、Cu : 10 mg/L			
Mn : 5 mg/L	Mo : 7 mg/L			
Sb、U : 0.2 mg/L	Cd : 0.3 mg/L			

注) [毒]は、医薬用外毒物です。



ジーエルサイエンスでは、上記の試薬以外に数多くの認証標準物質を含む試薬を取り扱っています。またカスタムメイドのご要望も承っています。詳しくは下記のサイトよりご確認ください。

分析用認証標準物質カタログPDF



カスタムメイド混合試薬 Webサイト




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記しておりません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2019年10月時点のものです。