

GC 3210用

圧力監視ユニット



ガスクロマトグラフGC 3210に供給する、キャリアガスの圧力を監視するユニットです。

ポンベ圧力が低下した際に、ヒーター及びフィラメント電流をOFFにすることで、GCを保護します。

特長

- 電源不要
- コンパクト設計
- 簡単に取り付け可能
- 接ガス部はオールメタル
- 既にお持ちのGC 3210にも追加接続が可能

仕様

適用機器	ガスクロマトグラフ GC 3210
接ガス部材質	真鍮、ステンレス
大きさ	70(W)×60(D)×90(H) mm
接続	1/8"SL継手
耐圧	0.9 MPa
動作圧力	50~600 kPa
出荷時動作圧力	200 kPa ± 20 kPa
付属品	GCへの信号ケーブル(0.5 m)

価格

品名	Cat.No.	価格
GC 3210用圧力監視ユニット	2701-22665	80,000

関連製品:ガスクロマトグラフ GC 3210

GC 3210 は、熱伝導度検出器(TCD)を搭載した汎用ガスクロマトグラフです。充填カラムとの組み合わせにより、無機ガスから有機成分まで幅広く検出可能なため、多くの分野で使用できます。

- 簡単操作(3.5インチ液晶タッチパネルを採用)
- 静音化(騒音レベル:約45 db)
- 軽量化(当社比:約20 %減)
- 省電力化(当社比:約8 %減)



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2019年10月時点のものです。