


# Sure Stop™ 9 mm バイアル & AVCS キャップ




## Sure Stop™ 9 mm バイアル



Sure Stopバイアルは、ビン本体のスクリーネジ部に締めすぎ防止用のフランジを備えているため、キャップの締め付けトルクが一定となり確実にシールすることができます。また、バイアル高さも均等になりますので、各種オートサンプラーでの認識性、ハンドリング性が向上します。

## AVCS キャップ



Advanced Vial Closure System (AVCS) キャップは、キャップ内部にセプタムを確実に保持する機能(セプタム脱落防止シーリングデザイン)により、セプタム脱落の心配がなく確実にシールすることができます。



Sure Stopバイアルは、上記機能によりバイアル瓶とキャップを一定トルクで確実に締め付けますので、写真のようなキャップの斜めの取付などを防止します。また、セプタムのずれや脱落も心配がありません。

## Sure Stop Target DP スクリューバイアル 9-425

品名	入数	メーカーP/N	Cat.No.	価格
SureStop 2 mLスクリューバイアル 透明	100本	C5000-1	1030-45236	4,200
SureStop 2 mLスクリューバイアル 透明 ラベル付	100本	C5000-1W	1030-45230	4,500
SureStop 2 mLスクリューバイアル 褐色 ラベル付	100本	C5000-2W	1030-45231	5,200

## インサート

品名	入数	メーカーP/N	Cat.No.	価格
0.3 mL ガラスインサート 脚付	100本	C4010-630	1030-46012	11,000
0.4 mL ガラスインサート 平底	500本	C4011-631	1030-46016	7,500

## AVCS セプタム付スクリューキャップ 9-425

品名	入数	メーカーP/N	Cat.No.	価格
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>透明</sub> /シリコン <sub>青</sub>	100個	C5000-44B	1030-45406	4,900
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>透明</sub> /シリコン <sub>青</sub> プレスリット入	100個	C5000-45B	1030-45405	5,400
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>クリーム</sub> /ゴム <sub>赤</sub>	100個	C5000-51B	1030-45240	3,700
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>赤</sub> /シリコン <sub>白</sub> /PTFE <sub>赤</sub>	100個	C5000-53B	1030-45260	5,600
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>赤</sub> /シリコン <sub>白</sub>	100個	C5000-54B	1030-45264	3,800
Target DP 9 mm セプタム付スクリューキャップ(青) PTFE <sub>青</sub> /シリコン <sub>白</sub> プレスリット入	100個	C5000-55B	1030-45273	5,200
Target DP 9 mm セプタム付クローズドスクリューキャップ(青) PTFE <sub>クリーム</sub> /ゴム <sub>赤</sub>	100個	C5000-99B	1030-45285	3,600

## Sure Stop バイアルキット 9-425

バイアル	バイアルP/N	キャップ	セプタム	キャップP/N	入数	メーカーP/N	Cat.No.	価格
透明	C5000-1	青	PTFE <sub>クリーム</sub> /ゴム <sub>赤</sub>	C5000-51B	100個	C5000-580	1030-45420	8,800
透明 ラベル付	C5000-1W				100個	C5000-580W	1030-45421	9,200
透明	C5000-1		PTFE <sub>赤</sub> /シリコン <sub>白</sub>	C5000-54B	100個	C5000-592	1030-45422	11,000
透明 ラベル付	C5000-1W				100個	C5000-592W	1030-45423	12,000
透明 ラベル付	C5000-1W		PTFE <sub>赤</sub> /シリコン <sub>白</sub> /PTFE <sub>赤</sub>	C5000-53B	100個	C5000-586W	1030-45424	12,000
透明 ラベル付	C5000-1W		PTFE <sub>青</sub> /シリコン <sub>白</sub> プレスリット入	C5000-55B	100個	C5000-595W	1030-45425	13,000




東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
 大阪支店 TEL.06(6357)5060 FAX.06(6357)4580  
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901  
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518  
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780  
 北関東営業所 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656  
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485  
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814  
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110  
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術本部 TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128  
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361  
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税がふくまれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



**安全に関するご注意**  
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。