

水質分析用全自動固相抽出装置

AQUA Trace[®] ASPE699

定期メンテナンスのご案内

分析結果の精度を維持するためには、固相抽出装置を最適な状態で使用する必要があります。

定期的な部品交換やオーバーホールにより、突発的な故障を未然に防ぎ、効率の良い分析業務を行うことが可能となります。

4種類の点検メニューからご選択ください。


- エコノミーメンテナンス
- スタンダードメンテナンス
- フルメンテナンス
- カスタムメンテナンス



作業内容

- 部品交換・液漏れ確認
- 流量(サンプル送液量)確認※1
- 内部清掃
- 総合動作確認
- 報告書作成

※1 スタンダードセット、フルセットのみ



価格表

品名	Cat.No.	価格	数量	エコミー セット	スタンダード セット	フルセット	カスタムメン テナンス
				Cat.No. 6030-69906	Cat.No. 6030-69907	Cat.No. 6030-69908	
①10 mLシリンジ	6030-69953	9,800	6	○	○	○	お問い合わせ
②ドレインチューブ 7 × 10 mm 5 m	6030-69920	12,000	1	○	○	○	
③ASPE699用サンプルラインチューブ(6本入)	6030-69930	24,000	1	○	○	○	
④固相ラインチューブ(6本入り)	6030-50124	21,000	1	○	○	○	
⑤HVXM 4-5 special (4-5バルブ)	6030-50101	36,000	6		○	○	
⑥ASPE699用シリンジ4方バルブラインチューブ(6本入)	6030-69940	29,000	1			○	
⑦シリンジポンプ用バルブ	6030-69910	35,700	6			○	
⑧HVXM 6-5(6-5溶媒切替バルブ)	6030-50102	37,000	1			○	
価格合計				115,800	331,800	612,000	
点検部品セット価格				100,000	300,000	550,000	
作業費				80,000	100,000	120,000	

※いずれのセットにも、固相取付部Oリング(Cat.No.6030-50120、¥6,500/個)は含まれておりません。
※このセット以外の部品組み合わせも承ります。ご相談ください。

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

AA665-20130205PDF

GL Sciences ジェールサイエンス株式会社

東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
大阪支店 TEL.06(6357)5060 FAX.06(6357)4580
横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
東北営業所 TEL.024(533)2244 FAX.024(536)1518
筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
北関東営業所 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656
名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
九州営業所 TEL.092(291)5200 FAX.092(291)2552

総合技術本部 TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139