

認証標準物質(CRM)

## 水質分析用 農薬混合標準液

- LC/MS農薬 15 成分 混合標準液
- LC/MS農薬 19 成分 混合標準液
- LC/MS農薬 7 成分 混合標準液
- LC/MS農薬 20 成分 混合標準液
- LC/MS農薬 16成分 混合標準液
- LC/MS農薬 13成分 混合標準液

**2021年8月17日～9月30日**  
キャンペーン価格でのご提供

※有効期限が間もなく切れる製品が御座います。  
ご購入の際には、製品有効期限をご確認願います。



# LC/MS用 農薬混合標準液（別添方法20の2対象農薬）



- ・ 認証値及び不確かさが記載された認証書が添付されます。
- ・ ISO17034（標準物質生産者認定）及び ISO/IEC 17025（試験所認定）を取得したRestek corporationで厳しい品質管理の元に生産されます。
- ・ 長期的な安定性と信頼性を最大限確保するため14アンプルに分かれています。

品名	農薬名	English	Cat.No.	通常価格	キャンペーン 価格
LC/MS農薬 15成分 混合標準液#1 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	アシュラム	Asulam	1021-10155	32,000	<b>23,000</b> 製品有効期限: 2022年2月
	エトキシスルフロン	Ethoxysulfuron			
	オキサジアルギル	Oxadiazyl			
	クロルミン	Cumyluron			
	ジウロン (DCMU)	Diuron			
	ジフルベンズロン	Diflubenazuron			
	シデュロン	Siduron			
	シノスルフロン	Cinosulfuron			
	ダイムロン	Daimuron			
	ピラゾスルフロンエチル	Pyrazosulfuron-ethyl			
	フラザスルフロン	Flazasulfuron			
	ペンシクロン	Pencycurone			
	ベンスルフロンメチル	Bensulfuron-methyl			
	メチルダイムロン	Methyl daimuron			
リニュロン	Linuron				
LC/MS農薬 19成分 混合標準液#2 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	イソプロカルブ (MIPC)	Isoprocarb	1021-10156	34,000	<b>24,000</b> 製品有効期限: 2022年2月
	エスプロカルブ	Esprocarb			
	オキサミル	Oxamyl			
	カルバリル (NAC)	Carbaryl			
	カルボフラン	Carbofuran			
	ジメピペレート	Dimepiperate			
	チオジカルブ	Thiodicarb			
	チオファネートメチル	Thiophanate-methyl			
	チオベンカルブ	Thiobencarb, Benthicarb			
	テルブカルブ (MBPMC)	Terbucarb			
	ピリブチカルブ	Pyributicarb			
	フェノブカルブ (BPMC)	Fenobucarb			
	フラメトピル	Furametpyr			
	プロボキスル (PHC)	Propoxur, PHC			
	ペンダイオカルブ	Bendiocarb			
	ペントキサゾン	Pentoxazone			
ベンフラカルブ	Benfuracarb				
メソミル	Methomyl				
モリネート	Molinate				
LC/MS農薬 7成分 混合標準液#3 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	2,2-DPA (ダラボン)	Dalapon	1021-10157	16,000	<b>11,000</b> 製品有効期限: 2021年12月
	2,4-D (2,4-PA)	2,4 - D			
	MCPA	MCPA			
	ジクロロプロップ	Dichlorprop			
	トリクロピル	Triclopyr			
	フルアジホップ	Fluazifop			
LC/MS農薬 20成分 混合標準液#4 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	メコプロップ (MCP)	Mecoprop	1021-10158	37,000	<b>26,000</b> 製品有効期限: 2021年12月
	アニロホス	Anilofos			
	イソフェンホス	Isofenphos			
	イソフェンホスオキソン	Isofenphos Oxon			
	イプロベンホス (IBP)	Iprobenfos (IBP)			
	エディフェンホス (エジフェンホス, EDDP)	Edifenphos			
	クロルピリホス	Chlorpyrifos			
	クロルピリホスオキソン	Chlorpyrifos Oxon			
	クロルピリホスメチル	Chlorpyrifos-methyl			
	シアンホス (CYAP)	Cyanophos			
	(Z)-ジメチルピンホス	Dimethylvinphos (Z type)			
	(Z)-テトラクロルピンホス	Tetrachlorvinphos			
	トルクロホスメチル	Tolclophos-methyl			
	ピペロホス	Piperophos			
	ピラクロホス	Pyraclifos			
	ピリミホスメチル	Pyrimiphos-methyl			
	ブタミホス	Butamifos			
	プロパホス	Propaphos			
メチダチオン (DMTP)	Methidathion				
モノクロトホス	Monocrotophos				
メタミドホス	Methamidophos				

品名	農薬名	English	Cat.No.	通常価格	キャンペーン 価格
LC/MS農薬 19成分 混合標準液 #5 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	EPN	EPN	1021-10159	47,000	<b>34,000</b> 製品有効期限: <b>2022年3月</b>
	EPNオキソン	EPN oxon			
	イソキサチオン	Isoxathion			
	イソキサチオンオキソン	Isoxathion Oxon			
	カズサホス	Cadusafos			
	ジクロフェンチオン (ECP)	Dichlofenthion			
	ジスルフトン (エチルチオメトン)	Disulfoton			
	ダイアジノン	Diazinon			
	トリクロロホン (DEP)	Trichlorfon			
	ピリダフェンチオン	Pyridaphenthion			
	フェニトロチオン (MEP)	Fenitrothion(MEP)			
	MEPオキソン	Fenitrothion oxon			
	フェンチオン (MPP)	Fenthion(MMP)			
	MPPスルホキシド	Fenthionsulfoxide			
	MPPスルホン	Fenthion sulfone			
	MPPオキソン	Fenthion-oxon			
	MPPオキシンスルホキシド	Fenthion-oxon-sulfoxide			
MPPオキシンスルホン	Fenthion oxon sulfone				
マラチオン (マラソン)	Marathion,Malathon				
LC/MS農薬 20成分 混合標準液 #6 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	アトラジン	Atrazine	1021-10160	44,000	<b>31,000</b> 製品有効期限: <b>2022年1月</b>
	アラクロール	Alachlor			
	ユニコナゾールP	Uniconazole-P			
	エトリジアゾール (エクロメゾール)	Etridiazole			
	シアナジン	Cyanazine			
	ジクロメジン	Diclomezine			
	ジフェノコナゾール	Difenoconazole			
	シプロコナゾール	Cyproconazole			
	シマジン (CAT)	Simazine(CAT)			
	シメコナゾール	Simeconazole			
	テトラコナゾール	Tetraconazole			
	テニルクロール	Thenylchlor			
	テブコナゾール	Tebuconazole			
	トリシクラゾール	Tricyclazole			
	トリフルミゾール	Triflumizole			
	ピメトロジン	Pymetrozine			
	ブタクロール	Butachlor			
プレチラクロール	Pretilachlor				
プロピコナゾール	Propiconazole				
メトラクロール	Metolachlor				
LC/MS農薬 20成分 混合標準液 #7 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	アシベンゾラルSメチル	Acibenzolar-S-methyl	1021-10161	58,000	<b>41,000</b> 製品有効期限: <b>2022年1月</b>
	アゾキシストロビン	Azoxystrobin			
	イソプロチオラン (IPT)	Isoprothiolane			
	インダノファン	Indanofan			
	キザロホップエチル	Quizalofop-ethyl			
	クロメプロップ	Clomeprop			
	トリネキサパックエチル	Trinexapac-ethyl			
	ビフェノックス	Bifenox			
	ピラゾキシフェン	Pyrazoxyfen			
	ピリプロキシフェン	Pyriproxyfen			
	(E)-ピリミノバックメチル	(E)-Piriminobac-methyl			
	(Z)-ピリミノバックメチル	(Z)-Piriminobac-methyl			
	フルアジナム	Fluazinam			
	プロシミドン	Procymidone			
	ベンゾビシクロン	Benzobicyclon			
	ベнтаゾン	Bentazone			
	メタラキシル	Metalaxyl			
(E)-メトミノストロビン	Metominostrobin				
トルフェンピラド	Tolfenpyrad				
プロパルギット (BPPS)	Propargite, Omite				
LC/MS農薬 20成分 混合標準液 #8 各20 µg/mL [劇][冷蔵]	アメトリン	Ametryn	1021-10162	35,000	<b>25,000</b> 製品有効期限: <b>2021年12月</b>
	クロチアニジン	Clothianidin			
	クロロタロニル (TPN)	Chlorothalonil(TPN)			
	シプロジニル	Cyprodinil			
	ジメタメトリン	Dimethametryn			
	シメトリン	Simetryn			
	シンメチリン	Cinmethylin			
	チアジニル	Tiadinil			
	トリフルラリン	Trifluralin			
	フィプロニル	Fipronil			
	フルトラニル	Flutolanil			
	プロパニル	Propanil			
	プロメトリン	Prometryn			
	ペンディメタリン	Pendimethalin			
	ベンフルラリン (ベスロジン)	Benfluralin			
	メプロニル	Mepronil			
	シベルメトリン	Cypermethrin			
フェノキサニル	Fenoxanil				
cis-ベルメトリン	cis-Permethrin				
trans-ベルメトリン	trans-Permethrin				

28%OFF!

30%OFF!

29%OFF!

29%OFF!

品名	農薬名	English	Cat.No.	通常価格	キャンペーン価格
LC/MS農薬 16成分 混合標準液 #9 各20 µg/m 【劇】[冷蔵]	アセタミプリド	Acetamiprid	1021-10163	77,000	52,000 製品有効期限: 2022年2月
	イミダクロプリド	Imidacloprid			
	エトフェンプロックス	Etofenprox			
	エトベンザニド	Eto benzanid			
	オキサジクロメホン	Oxaziclomefone			
	オリサストロビン	Orysastrobins			
	カルプロバミド	Carpropamid			
	キノクラミン (ACN)	Quinoclamine			
	チアクロプリド	Thiacloprid			
	チアメトキサム	Thiamethozam			
	チフルザミド	Thifluzamide			
	ナプロアニリド	Nproanilide			
	ナプロバミド	Napropamide			
	フェントラザミド	Fentrazamide			
フルスルファミド	Flusulfamide				
プロピザミド	Propyzamide				
LC/MS農薬 13成分 混合標準液 #10 各20 µg/m 【劇】[冷蔵]	アセフェート	Acephate	1021-10164	59,000	42,000 製品有効期限: 2021年9月
	ジクロロボス (DDVP)	Dichlorvos			
	(E)-ジメチルピホス	Dimethylvinphos (E type)			
	ジメトエート	Dimethoate			
	ダイアジノンオキソン	Diazinon Oxon			
	トルクロホスメチルオキソン	Tolclofos methyl oxon			
	フェントエート (PAP)	Phenthoate(PAP)			
	ブタミホスオキソン	Butamifos Oxon			
	ベンスリド (SAP)	Bensulide			
	ホキシム	Phoxim			
	ホサロン	Phosalone			
	ホスチアゼート	Fosthiazate			
	マラオキソン	Malaoxon			
	LC/MS農薬 20成分 混合標準液 #11 各20 µg/m 【劇】[冷蔵]	アミトラズ			
イナベンフィド		Inabenfide			
カフェンストロール		Cafenstrole			
クロマフェノジド		Chromafenozide			
ジチオピル		Dithiopyr			
ジノテフラン		Dinotefuran			
シラフルオフエン		Silafluofen			
テブフェノジド		Tebufenozide			
ニテンピラム		Nitenpyram			
パクロブトラゾール		Paclbutrazol			
ハロスルフロメチル		Halosulfuron			
ピラゾリネート		Pyrazolynate			
ピロキロン		Pyroquilon			
フェリムゾン		Ferimzone			
ブプロフェジン		Buprofezin			
ブロモブチド		Bromobutide			
ベンフレセート		Benfuresate			
ボスカリド	Boscalid				
メフェナセツト	Mefenacet				
エチプロール	Ethiprole				

32%OFF!

29%OFF!

22%OFF!



# ギールサイエンス株式会社

東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
 大阪支店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601  
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901  
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518  
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780  
 北関東営業所 TEL.048(778)5001 FAX.048(778)5005  
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485  
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814  
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110  
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128  
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361  
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp

