

デジプレップ昇温分解システム

デジプレップ昇温分解システムは、専用のタッチスクリーンコントローラにより多段昇温分解に対応した、酸分解専用のプログラム機能付き加熱分解システムです。専用のタッチスクリーンコントローラは、加熱分解温度を逐次モニターして何度で加熱が行われたかをUSBにログとして自動で記録することが可能です。加熱処理の証明、異常停止時の原因検証などに便利です。



品名	Cat.No.	価格
DigiPREP Jr. 延長コード/昇圧トランス付	8520-50013	350,000
Touch Screen Controller with USB	8510-50043	475,000
DigiPROBE 6inch	8520-50080	66,000
DigiPREP Jr. スターターキット(50 mL用)	8520-50213	55,000

【 DigiPREPスターターキット内容 】

- ・DigiTUBEs ラックロック機能付き 500本
- ・使い捨て時計皿 Watch Glass 1,000個
- ・24穴ラックロック機能付きチューブラック 1個
- ・保管用チューブラック5個

●仕様・価格

Digi PREP 本体

品名	DigiPREP Jr.
50 mL DigiTUBEs (セット数)	24
設定温度	室温～160 °C
ヒートブロック材質	PTFEコーティング 高純度グラファイト
大きさ W×D×H (mm)	330×240×150
電力	725 W
安全規格	CE/UL/CSA

注) DigiPREPシリーズには、Controller用延長コード2 mが付属されます。

専用コントローラー

品名	タッチスクリーンコントローラー
昇温機能	多段階昇温機能
電源	AC110/230 V 両用タイプ
その他	USB出力対応




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTM および®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



 安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

AA730-20161012PDF