

Digi TUBEsラック

CETAC社製 オートサンプラー対応

酸分解用チューブ DigiTUBEs (50 mL) がセットできるラックを新たに発売しました。1個のラックに DigiTUBEsを21本(3×7)セットできます。また、CETAC社製のオートサンプラーのトレイに対応しているため、移し替えの手間やコンタミネーションリスクが削減されます。



注) DigiTUBEsは付属していません。

適用オートサンプラー

CETAC社製 オートサンプラー

- ASX-130 Compact AutoSampler
(ラック1個装着: 合計21本)
- ASX-260 Versatile AutoSampler
(ラック2個装着: 合計42本)
- ASX-520 Rugged AutoSampler
(ラック4個装着: 合計84本)

上記以外のオートサンプラーや詳細はお問い合わせください。

品名	入数	Cat.No.	価格
50 mL用 DigiTUBEsラック(CETAC社製AS対応)	1個	8520-66115	20,000
	5個	8520-66116	90,000

DigiTUBEs 試供品



試料計量、酸分解、オートサンプラーへのセットが1本で対応可能なチューブです。試供品を用意していますので、弊社最寄りの支店または営業所までご連絡ください。DigiTUBEsの詳細は本チラシ裏面を参照してください。

高純度ディスポーザブル容器 Digi TUBEs



50 mL用Digi TUBEs

高純度ポリプロピレンを採用した酸分解用のチューブです。50 mL用DigiTUBEsに刻まれているラインはASTM Standard E1272のクラスAが保証されています。また室温から110 °Cまで使用可能です。

ラックロック機能	キャップ(青色タイプ)	入数(本)	Cat.No.	価格
○	○	25本×1	8520-50110	5,000
○	○	25本×30	8520-50230	62,600
○	○	750本×1	8520-50204	47,600
○	-	750本×1	8520-50112	41,800
-	○	25本×1	8520-50111	5,000
-	○	25本×30	8520-50231	62,600
-	○	750本×1	8520-50205	47,600
-	-	750本×1	8520-50113	41,800

注1) 15 mL用、100 mL用のDigiTUBEsもラインアップしています。お問い合わせください。
 注2) ラックロック機能は、専用のラックとの使用で片手でキャップの開閉ができる機能です。本チラシに掲載のラックはこの機能を使用できません。



50 mL用Digi TUBEs用キャップ

品名	入数(個)	Cat.No.	価格
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ(透明)	250	8520-50183	3,000
DigiTUBEs 50 mL 用キャップ(青)		8520-50184	2,400

酸分解システム DigiPREPシリーズ



DigiPREP Jr.



キーパッドコントローラー、タッチスクリーンコントローラー

酸分解専用のヒートブロック型分解システムです。ブロックの材質はグラファイトを用い、PTFEでコーティングしているため、ノンメタルで、酸分解時の耐酸性に優れます。検体数に合わせて3つのタイプより選択できます。また、DigiPREP本体の使用には、キーパッドコントローラーもしくは、タッチスクリーンコントローラーが必要になります。

品名	仕様	入数(台)	Cat.No.	価格
DigiPREP Jr.	24ブロック穴タイプ	1	8520-50013	350,000
DigiPREP MS	48ブロック穴タイプ	1	8520-50023	680,000
DigiPREP LS	72ブロック穴タイプ	1	8520-50033	770,000
キーパッドコントローラー	-	1	8520-50045	200,000
タッチスクリーンコントローラー	多段階昇温機能	1	8510-50044	475,000

注) 15 mL、100 mL DigiTUBEs用の酸分解システムも用意しています。お問い合わせください。

DigiFilter

50 mL用DigiTUBEs専用のフィルターです。PTFE製で孔径、0.45 μm と 1.0 μm の2種類をラインアップしています。詳細はお問い合わせください。



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税がふくまれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目2番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail: info@gls.co.jp

安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。