

シンプルガスクロマトグラフ GC3220 新発売記念

セット割引キャンペーン

2021年1月5日(火)～2021年2月26日(金)受注分まで

シンプルガスクロマトグラフ GC3220 の新発売記念として
データ処理ソフトウェア μ 7データステーションとの
セットを期間限定で割引価格にて提供します。
この機会に是非ご検討ください。

最大35% OFF!!

~~¥1,298,000～1,368,000~~



¥888,000

注) 据え付け調整費は含まれません。



▶ シンプルガスクロマトグラフ GC3220



水素炎イオン化検出器（FID）を搭載したパックドカラム専用ガスクロマトグラフです。

詳細な仕様やカタログは右図QRコードまたは下記URLより弊社ホームページを参照してください。

https://www.gls.co.jp/product/gc_devices/gas_chromatograph/02694.html



型式	キャリアーガス制御方式	注入口
GC3220 DF TypeP	圧力調整器仕様	ダイレクト注入口
GC3220 IF TypeP	圧力調整器仕様	インサート注入口
GC3220 WF TypeP	圧力調整器仕様	セプタムパージ付ダイレクト注入口
GC3220 DF TypeF	フローコントロールバルブ仕様	ダイレクト注入口
GC3220 IF TypeF	フローコントロールバルブ仕様	インサート注入口
GC3220 WF TypeF	フローコントロールバルブ仕様	セプタムパージ付ダイレクト注入口

▶ データ処理ソフトウェア μ7データステーション



アナログ出力のあるGC、HPLCであれば、メーカーの機種を問わず接続可能なPCタイプのインテグレーターです。

詳細な仕様やカタログは右図QRコードまたは下記URLより弊社ホームページを参照してください。

https://www.gls.co.jp/product/softwear/data_processor/00516.html



動作環境

OS：Windows XP/Vista/7/8/10対応（タッチパネル除く）

PC：Pentium II 以上 メモリ256 MB以上


注）PC は別売りです。



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636
総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」を
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2020年12月時点のものです。