

# GL-SPE吸引マニホールドおよび 関連製品の紹介



GL-SPE吸引マニホールド組合せ例

## GL-SPE吸引マニホールド

### GL-SPE吸引マニホールドキット(12検体用)



#### 【セット内容】

- ・ガラスチャンバー×1
- ・バキュームゲージ×1
- ・プラグ×12
- ・ルアーフィッティング×12
- ・PTFE製デリバリーチップ×12
- ・12 mm廃液ロート×12
- ・上蓋カバー×1
- ・ガasket×1
- ・ブリードバルブ×1
- ・安全弁×1
- ・カートリッジアダプター×12
- ・ステンレス製デリバリーチップ×12
- ・12/16 mm試験管兼用ラック×1
- ・16 mm廃液ロート×12

### GL-SPE吸引マニホールドキット(ナス型フラスコ4個用)



#### 【セット内容】

- ・ガラスチャンバー×1
- ・バキュームゲージ×1
- ・プラグ×4
- ・ルアーフィッティング×4
- ・PTFE製デリバリーチップ×4
- ・上蓋カバー×1
- ・ガasket×1
- ・ブリードバルブ×1
- ・安全弁×1
- ・ステンレス製デリバリーチップ×4
- ・ナス型フラスコ用ラック×1

品名	Cat.No.	価格
GL-SPE 吸引マニホールドキット (12検体用)	5010-50000	116,000

品名	Cat.No.	価格
GL-SPE 吸引マニホールドキット (ナス型フラスコ4個用)	5010-50006	116,000

# 関連製品紹介



5010-50038




5010-50039



5010-50131

品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPE吸引マニホールド用 30 mL 濃縮管ラック&ロートセット*	1	5010-50038	30,000
GL-SPE吸引マニホールド用 TS29/38ナス型フラスコ用ラック	1	5010-50039	26,000
GL-SPE吸引マニホールド用 TS29/38ナス型フラスコ50,100 mL用ラック 4検体用	1	5010-50131	30,000

\*濃縮管ラック&ロートセットは、外径22 mmに対応します。試験管ラックは、外径16 mmに対応します。  
※濃縮管やナス型フラスコは付属されていません。別途必要になります。




品名	入数	Cat.No.	価格
GL-SPE濃縮管 0.5 mL&1.0 mL メス/7 mL	10	5010-51011	31,000
GL-SPE濃縮管 0.5 mL&1.0 mL メス/10 mL	10	5010-51015	36,000
GL-SPE濃縮管 1.0 mL&2.0 mL メス/20 mL	6	5010-51020	27,000
GL-SPE濃縮管 1.0 mL&2.0 mL メス/30 mL	6	5010-51021	41,000
GL-SPE濃縮管 25 mL	6	5010-51041	25,000
透明摺合ナス型フラスコ TS29/38 50 mL	2	5010-51031	12,000
透明摺合ナス型フラスコ TS29/38 100 mL	2	5010-51032	12,000
透明摺合ナス型フラスコ TS29/38 200 mL	2	5010-51033	13,000



5010-50040



5010-50130



5010-50122

品名	入数	Cat.No.	価格
SPE バキュームキット	1	5010-50040	87,000
GL-SPE吸引マニホールド ナス型フラスコ×4個用上蓋カバー	1	5010-50130	43,000
GL-SPE吸引マニホールド用廃液バット (ステンレス製)	1	5010-50122	18,500



品名	入数	Cat.No.	価格
1,3,6 mL用アダプター(PP製)	12	5010-60000	7,000
12,20 mL用アダプター(PP製)	12	5010-60001	8,500
60 mL用アダプター(PP製)	12	5010-60002	9,500
LSCアダプター(PP製)	12	5010-60004	8,500



5010-60010



5010-60015

品名	入数	Cat.No.	価格
ルアーストップバルブ (PTFE製)	12	5010-60010	16,000
1,3,6 mL用アダプター付 25 mLリザーバー	12	5010-60015	15,000



東京営業部	TEL.03 (5323) 6611	FAX.03 (5323) 6622
大阪支店	TEL.06 (6357) 5060	FAX.06 (6357) 4580
横浜支店	TEL.045 (985) 7900	FAX.045 (985) 7901
東北営業所	TEL.024 (533) 2244	FAX.024 (536) 1518
筑波営業所	TEL.029 (858) 3700	FAX.029 (858) 3780
千葉営業所	TEL.043 (248) 2441	FAX.043 (248) 2485
北関東営業所	TEL.048 (667) 1611	FAX.048 (667) 1656
名古屋営業所	TEL.052 (931) 1761	FAX.052 (931) 1814
広島営業所	TEL.082 (233) 1101	FAX.082 (233) 1110
九州営業所	TEL.092 (291) 5200	FAX.092 (291) 2552

総合技術本部	TEL.04 (2934) 2121	FAX.04 (2934) 2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04 (2934) 1100	FAX.04 (2934) 3361
福島工場	TEL.024 (533) 2244	FAX.024 (534) 2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。

本社 千163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03 (5323) 6611 FAX.03 (5323) 6622  
http://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp



**安全に関するご注意**  
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。