



ニューロ シリンジ

Neuros™ Syringe


Neuros Syringe は、神経科学研究のためのマイクロシリンジです。ニードルの長さ（深度）を可変できる機構があります。また、動物に与えるダメージを軽減させる設計になっており、より高い精度で50 nLの少量を注入できます。

注) Neuros Syringeは、医療品ではありません。
人体には使用しないでください。



- 高い精度で50 nL の注入を実現 * (誤差:シリンジ容量のフルスケール±1 %)
- 極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減
- 針先までワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー (7000シリーズ)
- 用途によりスリーブを選択可能

* : 7000.5 KH Neuros Syringe



【Neuros 7000シリーズ マイクロシリンジ】

品名	針先	P/N	ゲージ	容量	入数(本)	Cat.No.	価格
①7000.5 KH Neuros Syringe	pst-3	65457-01	32 *1	0.5 µL	1	4015-63001	58,000
	pst-4	65457-02	32 *1	0.5 µL	1	4015-63011	58,000
②7001 KH Neuros Syringe	pst-3	65458-01	32 *2	1.0 µL	1	4015-63002	58,000
	pst-4	65458-02	32 *2	1.0 µL	1	4015-63012	58,000
③7002 KH Neuros Syringe	pst-3	65459-01	30	2.0 µL	1	4015-63003	58,000
	pst-4	65459-02	30	2.0 µL	1	4015-63013	58,000

【Neuros 700シリーズ マイクロシリンジ】

品名	針先	P/N	ゲージ	容量	入数(本)	Cat.No.	価格
④75RN Neuros Syringe	pst-3	65460-02	33	5.0 µL	1	4015-63004	50,000
	pst-4	65460-03	33	5.0 µL	1	4015-63014	50,000

【Neuros 1700シリーズ ガスタイトシリンジ】

品名	針先	P/N	ゲージ	容量	入数(本)	Cat.No.	価格
⑤1701RN Neuros Syringe	pst-3	65460-05	33	10 µL	1	4015-63005	46,000
	pst-4	65460-06	33	10 µL	1	4015-63015	46,000
⑥1702RN Neuros Syringe	pst-3	65460-10	33	25 µL	1	4015-63006	46,000
	pst-4	65460-11	33	25 µL	1	4015-63016	46,000
⑦1705RN Neuros Syringe	pst-3	65460-15	33	50 µL	1	4015-63007	46,000
	pst-4	65460-16	33	50 µL	1	4015-63017	46,000
⑧1710RN Neuros Syringe	pst-3	65460-20	33	100 µL	1	4015-63008	46,000
	pst-4	65460-21	33	100 µL	1	4015-63018	46,000

注1)①～⑧のNeuros Syringeは、シリンジ、アダプター、ニードル、スリーブが一体となった形で届きます。(付属品としてスリーブ×1本が同梱されています)

①～③は、ニードルおよびアダプターの交換はできません。パーツごとに分解しないよう注意してください。

【Neuros 700・1700シリーズ用交換部品】

品名	詳細	P/N	ゲージ	入数	Cat.No.	価格
Neuros Adapter KIT for 100 SYR and Smaller	アダプター × 1個 スリーブ × 2本 交換針 (pst-3) × 6本	65460-01	33	1式	4015-78005	38,000
Neuros Replacement Needles	交換針 (pst-3)	65461-01	33	6本	4015-86405	27,000
Neuros Replacement Needles	交換針 (pst-4)	65461-02	33	6本	4015-86415	27,000

注2)上記交換部品は、Neuros 7000シリーズには使用できません。

ハミルトンシリンジの取扱やケアについては、下記アドレスより参照してください。

<http://www.gls.co.jp/product/catalog/15/001.html>

ゲージ	外径(mm)	内径(mm)
30	0.31	0.20
32 *1	0.23	0.10
32 *2	0.23	0.15
33	0.21	0.11



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



安全に関するご注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。