

GC注入口用セプタム

プレミアムセプタム



Premium Septa

GC注入口用プレミアムセプタム

プレミアムセプタムは、表面にプラズマ処理を施すことにより注入口へのこびりつきを防ぎ、交換を容易にしたセプタムです。全てのセプタムはコンディショニング済で低ブリードです。また、センターガイドがあり、高い耐久性を誇ります。

| 種類 | 特長 | 最高使用温度 | センターガイド | 硬さ* | 詳細 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|---------|-----|----------------------|
| BTO | ローブリード プラズマコーティング | Plug型・11mm:400°C 17mm:330°C | あり | 48 | 高温による使用 超低ブリード |
| アドバンスド グリーン3 | プラズマコーティング | Plug型・11mm:350°C 17mm:300°C | あり | 51 | 一般分析 |
| Marathon ロングライフ | ロングライフ プラズマコーティング | Plug型・11mm:350°C 17mm:300°C | あり | 46 | オートサンブラーの使用 高い耐久性 |

*: ショア硬さによる数値

BTOセプタム

- 超低ブリード
- GC/MS分析に最適

| サイズ | 最高使用温度(°C) | 厚さ(mm) | 入数(個) | Cat.No. | 価格 |
|-------|-------------------------|--------|-------|------------|--------|
| Plug型 | 400 | - | 25 | 3007-16128 | 8,000 |
| | | | 50 | 3007-16129 | 12,000 |
| 11 mm | 400 | 3 | 25 | 3007-41002 | 5,500 |
| | | | 50 | 3007-41003 | 9,500 |
| 17 mm | 330 (短時間で あれば350) | 3 | 25 | 3007-41008 | 8,300 |
| | | | 50 | 3007-41009 | 12,300 |



アドバンスドグリーン3 セプタム

- 低ブリード
- 一般分析に最適

| サイズ | 最高使用温度(°C) | 厚さ(mm) | 入数(個) | Cat.No. | 価格 |
|-------|------------|--------|-------|------------|--------|
| Plug型 | 350 | - | 25 | 3007-16126 | 5,300 |
| | | | 50 | 3007-16127 | 8,800 |
| 11 mm | 350 | 3 | 25 | 3007-41000 | 5,800 |
| | | | 50 | 3007-41001 | 8,800 |
| 17 mm | 300 | 3 | 25 | 3007-41006 | 7,700 |
| | | | 50 | 3007-41007 | 11,300 |

Marathon ロングライフセプタム

- 低ブリード、ロングライフ
- 最高使用温度 400 °C
- 他のセプタムより柔らかく、オートサンブラーの仕様に最適

| サイズ | 最高使用温度(°C) | 厚さ(mm) | 入数(個) | Cat.No. | 価格 |
|-------|------------|--------|-------|------------|--------|
| Plug型 | 350 | - | 25 | 3007-16130 | 6,500 |
| | | | 50 | 3007-16131 | 10,500 |
| 11 mm | 350 | 3 | 25 | 3007-41004 | 6,500 |
| | | | 50 | 3007-41005 | 10,200 |
| 17 mm | 300 | 3 | 25 | 3007-41010 | 8,900 |
| | | | 50 | 3007-41011 | 13,300 |



東京営業部 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
 大阪支店 TEL.06(6220)0500 FAX.06(6220)0601
 (2017年8月移転)
 横浜支店 TEL.045(985)7900 FAX.045(985)7901
 東北営業所 TEL.024(534)2191 FAX.024(536)1518
 筑波営業所 TEL.029(858)3700 FAX.029(858)3780
 北関東営業所 TEL.048(667)1611 FAX.048(667)1656
 千葉営業所 TEL.043(248)2441 FAX.043(248)2485
 名古屋営業所 TEL.052(931)1761 FAX.052(931)1814
 広島営業所 TEL.082(233)1101 FAX.082(233)1110
 九州営業所 TEL.092(738)6633 FAX.092(738)6636

総合技術センター TEL.04(2934)2121 FAX.04(2934)2128
 カスタマーサポートセンター TEL.04(2934)1100 FAX.04(2934)3361
 福島工場 TEL.024(533)2244 FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。