

# 大気分析キャニスター用 新型パッシブキャニスターサンプラー

大気分析に必須のキャニスター用  
パッシブサンプラーが新しくなりました。

- ◆ 圧力計がデジタル表示に変更
- ◆ 小型コンパクト化を実現
- ◆ 試料導入部に2  $\mu\text{m}$ 以下のモノリス  
フィルターを搭載



Air Monitoring  
Environmental analysis  
Indoor air analysis



## 特長

精度の高い測定データを得るために、安定した流量でサンプリングをすることができるサンプラーです。接ガス部には独自の不活性処理を施した製品もラインアップし、極性成分などの吸着性の高い物質の分析にも対応します。



品名	設定流量範囲	型式	Cat.No	価格
パッシブキャニスターサンプラー	2.0~6.0 mL/min	PCS-5400-3	7520-33000	150,000
	0.4~1.2 mL/min	PCS-5400-05	7520-33002	150,000
パッシブキャニスターサンプラー 不活性処理済	2.0~6.0 mL/min	PCS-5400-3S	7520-33001	180,000
	0.4~1.2 mL/min	PCS-5400-05S	7520-33003	180,000

## 関連製品

### パッシブサンプラー洗浄用マントルヒーター



品名	Cat.No	価格
パッシブキャニスターサンプラー用PCS5400用マントルヒーター(2個入)	7520-30170	120,000

### キャニスター各種



品名	Cat.No	価格
GL-Scan 1 L	7010-52611	130,500
GL-Scan 3 L	7010-52612	136,000
GL-Scan 6 L	7010-50610	125,500
GL-Scan 6 L (圧力計付き)	7010-53610	167,500
GL-Scan 15 L	7010-52613	212,000




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6357)5060	FAX.06(6357)4580
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(533)2244	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(667)1611	FAX.048(667)1656
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(291)5200	FAX.092(291)2552

総合技術本部	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



**安全に関するご注意**  
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。