


HPLCポンプ

大流量ポンプ PU718B



特長

- ・最大1 L/minの流量で、安定した送液が実現でき、多彩な送液モード（定流量、定圧、グラジエントなど）で使用できます。
- ・安定した送液と高性能グラジエントミキサーにより、再現性の良いグラジエント分取が可能です。
- ・特別なシステムコントローラーを必要とせず、グラジエントなどの流量プログラムを作成、実行できます。
- ・試料ごとにグラジエント条件を変更するといった複雑な処理も、簡単に行えます。

仕様

| | |
|-------------|--|
| 形式 | ダブルプランジャーポンプ |
| 流量設定範囲 | 1~1000 mL/min |
| 最大吐出圧力 | 10.0 Mpa |
| 流量設定正確さ | ±2 % (10 mL/min以上、1.0~10.0 MPa、水-室温20 °C一定) |
| 圧力設定範囲 | 1.0~8.0 MPa (0.1 MPaステップ) |
| 圧力設定正確さ | 設定値の±20 %か±2.0 MPaのどちらか小さい値以下 |
| 圧力リミット | 上限(0.0~10.0 MPa)、下限(0,0~10.0 MPa) |
| ダンパー | 有 |
| 接液部材質 | SUS316,ルビー,サファイア,アルミナセラミックス,PTFE,PCTFE,PE |
| 圧力表示正確さ | ±2 %または±0.5 MPaのどちらか大きい値 |
| プログラム | タイムプログラム,グラジエントプログラム |
| タイムプログラム | 30 ステップ 10 ファイル (バッテリーにて記憶) |
| グラジエントプログラム | 30 ステップ 10 ファイル (バッテリーにて記憶) |
| 入力信号 | PUMP-ON/OFF , PROG-START , PROG-STOP START , STOP |
| 出力信号 | ERROR,READY,EVENT1,EVENT2 |
| 大きさ | <本 体> 330(W) × 250(H) × 500(D) mm (突起部含まず) <コントローラー> 165(W) × 250(H) × 500(D) mm (突起部含まず) |
| 重さ | 約56 kg (本体 + コントローラー) |
| 使用温度範囲 | 5~35 °C |
| 湿度 | 45~85 % (結露しないこと) |
| 電源 | AC100 V±10 % , 50/60 Hz (変動 4 %以内) |
| 消費電力 | 約500 VA |
| 表示部 | 20 桁 × 4 行 (液晶表示管) |
| 通信 | RS232C |

価格

| 品名 | 最大圧力 | Cat.No. | 価格 |
|--------|--------|------------|-----------|
| PU718B | 10 MPa | 6001-71800 | 2,100,000 |




| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 東京営業部 | TEL.03(5323)6611 | FAX.03(5323)6622 |
| 大阪支店 | TEL.06(6357)5060 | FAX.06(6357)4580 |
| 横浜支店 | TEL.045(985)7900 | FAX.045(985)7901 |
| 東北営業所 | TEL.024(534)2191 | FAX.024(536)1518 |
| 筑波営業所 | TEL.029(858)3700 | FAX.029(858)3780 |
| 北関東営業所 | TEL.048(667)1611 | FAX.048(667)1656 |
| 千葉営業所 | TEL.043(248)2441 | FAX.043(248)2485 |
| 名古屋営業所 | TEL.052(931)1761 | FAX.052(931)1814 |
| 広島営業所 | TEL.082(233)1101 | FAX.082(233)1110 |
| 九州営業所 | TEL.092(738)6633 | FAX.092(738)6636 |
| 総合技術本部 | TEL.04(2934)2121 | FAX.04(2934)2128 |
| 福島工場 | TEL.024(533)2244 | FAX.024(534)2139 |

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。

本 社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
 TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<http://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp



 安全に関するご注意
 ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。