

お客様各位

2026年6月18日

ジーエルサイエンス株式会社

MonoSelect nPEC シリーズColumn Performance Report の表記間違いに関するお知らせ

日頃より弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

この度、MonoSelect nPEC シリーズ製品において、添付した Column Performance Report (以下：Performance Report) の移動相組成の表記に誤りがある事を確認いたしました。お客様にご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、製品の検査結果につきましては、正しい条件で検査されており、品質・性能に問題はございませんのでご安心ください。つきましては、Performance Report の差し替えをご希望されるお客様に対し、正しい表記での Performance Report を再発行させていただきますので、お手数ですがご購入いただきました弊社支店・営業所、または info@glsc.co.jp まで、製品シリアルナンバーのご連絡をお願いいたします。

ご愛用のお客様には、ご迷惑をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。今後とも製品の品質向上に努め、ご満足いただける製品を提供できるよう努力してまいりますので、引き続き弊社製品をご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記



1. 対象製品

2019年4月～2026年4月までに出荷された以下の全ての製品

Cat.No. : 5020-10816 MonoSelect nPEC Holder & Cartridge 3.0 x 50 mm

Cat.No. : 5020-10817 MonoSelect nPEC Cartridge 3.0 x 50 mm

2. 内容

【正】 100mM NaClO₄/MeOH=95/5【誤】 NaClO₄/H₂O=95/5(今までの表記)

以上