

お客様各位

2020年7月16日
ジーエルサイエンス株式会社

HPLC カラム外観、ラベル等の変更ご案内

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、当社 HPLC・LC/MS 用充填カラムの外観やラベル、セキュリティシールを一部変更させていただくことになりましたのでご案内申し上げます。今回の変更はいずれも接液部には一切関係しないため、カラムの性能に影響を与えるものではございません。

今後も製品の品質向上、新製品開発に努め、お客様にご満足をいただける製品をお届けしてまいります。ご賢察の上、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

【1.カラムの外観における変更】

従来は、内径 4.0mm のカラムと内径 4.6mm のカラムを外観から識別することができませんでした。今回、カラムの IN 側に、内径 4.0mm のカラムには 2 本、内径 4.6mm のカラムには 1 本の溝加工を加えることに致しました。この溝の本数を確認することでカラムの内径を識別することができるようになっていきます。

内径 4.0 mm
溝 2 本



内径 4.6 mm
溝 1 本




- ・対象製品： 内径 4.0 mm と 4.6 mm の全てのジーエルサイエンス社製 HPLC・LC/MS 用充填カラム（メタルフリーカラムは除く）
- ・変更開始日： 2020年9月1日 製造分より。

【2.カラム箱用ラベル及びカラム本体用ラベルの変更】

カラム箱またはカラム本体のラベルに、充填剤のロット番号を記載することに致しました。この変更により、出荷検査シート以外にカラム箱及びカラム本体のラベルでも充填剤のロット番号を確認できるようになります。

これと同時に、カラム箱用ラベルに印刷されていたバーコードを QR コードに変更いたします。また、同じ QR コードがカラム本体用ラベルにも印刷されるようになります。これらの QR コードには、そのカラムのカタログ番号 (Cat.No.)、シリアルナンバー (Serial No.)、


充填剤のロット番号 (Lot.No.) の 3 つの情報が埋め込まれています。



- ・対象製品： 全てのジューエルサイエンス社製 HPLC・LC/MS 用充填カラム
- ・変更開始日： 2020年9月1日 製造分より。

【3.セキュリティシールの変更】

当社カラムをより安心してお使いいただくために、カラムの箱に貼付しているセキュリティシールを、その表面に当社ロゴとアルファベット社名が印字されたものに変更いたします。それに伴い、開封後のシール表示は、漢字表記の『開封』から英語表記『VOID』に変わります。



- ・対象製品： 全てのジューエルサイエンス社製 HPLC・LC/MS 用充填カラム
- ・変更開始日： 2020年9月1日 出荷分より。

※ 本件に関してご不明な点がございましたら、最寄りの営業所またはカスタマーサポートセンター (04-2934-1100 土・日・祝除く 9:00~17:00) までお問い合わせください。