

【東京23区内のユーザー様限定】

高速液体クロマトグラフ点検キャンペーン

現在お使いの高速液体クロマトグラフの点検を

特別価格にてお受けいたします。

さらに、点検キャンペーンにお申込みいただくと
もれなくお好きなジーエルサイエンス社製

分析カラムを1本プレゼント！

この機会に、ぜひご利用ください！

キャンペーン期間

2023年**11月1日**(水) ~ **12月27日**(水)のご注文分まで

※点検実施は2024年3月29日(金)まで可能です。

特典

- ①点検費用・点検部品 **10%OFF**
- ②お好きな**分析カラム1本プレゼント**

※内径2.1~4.6, 粒子径1.9~10 μm , 長さ30~250 mmの
ジーエルサイエンス社製分析カラム (PEEKカラム除く) が
対象となります。

対象装置

- 日立ハイテック社製
Chromaster / Primaide / L-2000シリーズ
(反応システム除く)
- ジーエルサイエンス社製
GL7700・GL-7400シリーズ



主な消耗部品とトラブル例

ソルベントフィルター

- 詰まりによる
気泡かみ、送液不良

ニードル

- サンプル由来の汚れによる
ゴーストピークの出現
- セプタムカスの詰まりによる
再現性不良

注入ポートシール

- 劣化、液漏れ等による
注入再現性の低下

注入バルブシール

- シリンジバルブシール
- 摩耗による再現性不良
- 摩耗による流路の詰まり

ドレインバルブシール・パッキン

- 劣化による液漏れ、送液不良

ランプ

- ピーク強度の再現性不良
- 光量低下による感度低下

シリンジ

- チップ摩耗による面積再現性不良

流路フィルタ

- 目詰まりによるポンプモーターへの
過負荷と分析精度の低下

プランジャーシール

プランジャー、洗浄シール

- 摩耗による液漏れや送液不良

チェックバルブ

- 詰まり、動作不良による送液不良

キャンペーン手順

① ご使用の装置構成を確認

② 弊社または販売店様へ御見積依頼

③ キャンペーン期間内にご注文書を発行

④ 2024年3月29日までに点検作業を実施

点検例

日立Chromaster, Primaide ノーマルシステム

ポンプ+オートサンプラー+オープン+検出器(ECD除く)+データ処理各1ユニット+ 報告書作成費

通常価格 ¥180,000 ➡ 特別価格 **¥162,000**

ご不明点や御見積り依頼は、営業担当までお問い合わせください。



ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。