


# 蛍光X線 (XRF) 装置関連消耗品

## XRF サンプルカップ



XRF 測定用の水溶性の試料をセットするためのプラスチック製カップです。有機溶媒（ハロゲン系、 hidroカーボン系を除く）に対して耐性があり、液体試料の XRF 測定に適しています。



品名	数量	内径 (mm)	高さ (mm)	容量 (mL)	SCP P / N	Cat.No.	価格
Open-Ended Cell, 32 mm	200 個	30.7	23.1	7	040-080-010	8520-51019	44,300
Open-Ended Cell, 40 mm	100 個	39.1	23.6	11	040-080-011	8520-51020	26,300
Open-Ended Cell, 32 mm	200 個	31	22.4	9	040-080-012	8520-51021	44,300
Tr. Open-Ended Cell, 32 mm	200 個	31.2	23.6	8	040-080-015	8520-51022	44,300
Open-Ended Cell, 47 mm	100 個	46.7	20.3	12	040-080-020	8520-51023	26,300
D.Open-End Cell, 32 mm	200 個	31.2	23.6	9	040-080-030	8520-51024	44,300
D.Open-End Cell, 40 mm	100 個	38.6	22.9	13	040-080-031	8520-51025	26,300
D.Open-End Cell, 40 mm × 35 mm	100 個	39.4	35.3	25	040-080-032	8520-51026	35,200
D.Open-End Cell, 32 mm	200 個	31	23.1	9	040-080-033	8520-51027	44,300
Caps, Vented, 32 mm	200 個	-	-	-	040-080-034	8520-51028	40,700
Vent-Hole Punch	1 個	-	-	-	040-080-100	8520-51029	75,200

## XRF アルミトレイ



Alucap

アルミ製の XRF サンプルトレイです。粉末試料の圧縮サンプルに適しています。

品名	数量	対応製品 Cat.No.	SCP P / N	Cat.No.	価格
Alucaps, 30 mm	1000 個	8520-51000	040-080-001	8520-51017	39,000