

クリンバイアル用ツール

クリンパー／デキャッパ

- ディスプレイ付の新型にモデルチェンジ
- バッテリーを搭載した自動駆動タイプのため、多検体の処理に便利
- マニュアルタイプは調整つまみが付き締め具合の調整が簡単に


(ステンレスタイプを除く)



オートクリンパー



ハンドクリンパー



ステンレスクリンパー

オートタイプ

オートクリンパー・デキャッパは、バッテリーを搭載した自動駆動タイプのため、多検体の処理に便利です。本体上部の締め付け調整部がカラー液晶となり、締め付け強さなどの設定情報が数値で確認できるようになり使い易さが向上しました。



オートクリンパー・デキャッパ使用環境

温度:15℃～35℃
湿度:75%以下
圧力:0.75～1 bar

オートクリンパー・デキャッパ仕様

重さ:750 g

品名	適応径	Cat.No.	価格
オートクリンパー	11 mm	1030-38015	100,000
	20 mm	1030-38016	100,000
オートデキャッパ	11 mm	1030-38017	100,000
	20 mm	1030-38018	100,000

マニュアルタイプ

マニュアルタイプのハンドクリンパー・デキャッパは締め具合の調整に六角レンチは必要なく、調整ツマミを回すことにより、簡単に調整することができます。さらにステンレス製クリンパー・デキャッパはオールステンレスのためオートクレーブが可能です。クリーンルーム内での作業に最適です。



品名	適応径	Cat.No.	価格
ステンレスクリンパー	11 mm	1030-51781	90,000
	20 mm	1030-51782	90,000
ステンレスデキャッパ	11 mm	1030-51791	90,000
	20 mm	1030-51792	90,000
ハンドクリンパー(調整ツマミ付)	11 mm	1030-38035	22,000
	20 mm	1030-38036	22,000
デキャッパ(調整ツマミ付)	11 mm	1030-46118	25,000
	20 mm	1030-46119	25,000

ステンレス製以外はデモ機を用意しています。詳細は最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。



東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@gls.co.jp



安全に関するご注意
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2019年7月時点のものです。
AA730-20110816PDF