

アジレント・テクノロジー

2021-2022 カラム・消耗品 年度末キャンペーン

キャンペーン期間：2022年3月31日まで



バイアル、バイアル関連製品	2
ガスフィルタ	3
固相抽出、サンプル前処理製品	4
糖鎖分析前処理製品	5
InfinityLab セーフティキャップス スリムボトル	6
新製品 InfinityLab セーフティバジボトル	7
LC カラム (Pursuit XRS, Polaris)	8

AgilentとSNSで
つながろう！



バイアル、バイアル関連製品

バイアル・バイアル関連製品のまとめ買いにご利用ください。

キャンペーン対象製品

バイアル、キャップ、セプタム、ウェルプレート、シーリングマット、オートクリンパ、マニュアルクリンパ



キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
5043-9308	InfinityLab 96 ウェルプレート, 1.2 mL, 丸型, U 字, 高さ 27 mm	25/pk	¥20,000 → キャンペーン価格 ¥16,000
5043-9310	InfinityLab 96 ウェルプレート, 0.5 mL, 丸型, U 字, 高さ 14 mm	30/pk	¥13,000 → キャンペーン価格 ¥10,400
5043-9317	InfinityLab 96 シーリングマット, 丸型	50/pk	¥51,000 → キャンペーン価格 ¥40,800
5182-0714	スクリュウバイアル, 2 mL, 広口, 透明, 100 個	1/pk	¥2,800 → キャンペーン価格 ¥2,240
5182-0715	スクリュウバイアル, 2 mL, 広口, 透明, ラベル付, 100 個	1/pk	¥3,000 → キャンペーン価格 ¥2,400
5188-6535	スクリュウバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, 100 個	1/pk	¥2,800 → キャンペーン価格 ¥2,240
5182-0716	スクリュウバイアル, 2 mL, 広口, 茶色, ラベル付, 100 個	1/pk	¥3,200 → キャンペーン価格 ¥2,560
5185-5824	青スクリュウキャップ, 圧着, スリット入 PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥4,800 → キャンペーン価格 ¥3,840
5185-5823	青スクリュウキャップ, 圧着, PTFE/ シリコン, 100 個	1/pk	¥3,400 → キャンペーン価格 ¥2,720
5190-2288	20 mL, ヘッドスペースバイアル, 目盛 & ラベル付, 透明, 100 個	1/pk	¥5,900 → キャンペーン価格 ¥4,720
5183-4474	ヘッドスペースクリンパバイアル, 丸底, 20 mL, 透明, 100 個	1/pk	¥5,300 → キャンペーン価格 ¥4,240
5183-4478	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, 安全構造 PTFESi, 100 個	1/pk	¥9,100 → キャンペーン価格 ¥7,280
5190-3987	セプタム付 20 mm クリンパキャップ, スチール, 高性能セプタム, 100 個	1/pk	¥8,700 → キャンペーン価格 ¥6,960
5191-5616	A-Line オートクリンパ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥108,000 → キャンペーン価格 ¥86,400
5191-5615	A-Line オートクリンパ, 20 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥108,000 → キャンペーン価格 ¥86,400
5191-5614	A-Line オートデキャップ, 11 mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥108,000 → キャンペーン価格 ¥86,400
5191-5613	A-Line オートデキャップ, 20mm, リチウムイオンバッテリー付	1/pk	¥108,000 → キャンペーン価格 ¥86,400

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間: 2022年3月31日

*ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089** をお知らせください。キャンペーン
対象製品はこちら

www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

ガスフィルタ・カートリッジ

年末・年度末の機器メンテナンスの際、ガスフィルタ・カートリッジを交換しましょう。

アジレントのガスフィルタ製品は、クリーンなガスを供給し、カラムの損傷や感度の低下、機器のダウンタイムといったリスクを低減します。



ガススクリーンフィルタは、インジケータの色を確認して、色が変わっていたらカートリッジ交換時期です。



部品番号	品名	価格 (円、税別)
ガススクリーンフィルタスタータキット		
CP736530	ガススクリーンフィルタキット, 1/8 インチ, 4 ポジション	¥221,000 → キャンペーン価格 ¥176,800
CP17976	ガススクリーン GC/MS フィルタキット, 1/8 インチ, 1 ポジション	¥99,000 → キャンペーン価格 ¥79,200
コネクティングユニット (カートリッジベース) (島津 GC 3 mm 配管用) ※島津 GC でも同じカートリッジが使用可能です。		
CP7988P3	コネクティングユニット, 1 フィルタ, ステンレス, 3 mm 用	¥76,000 → キャンペーン価格 ¥60,800
ガススクリーンフィルタ交換用カートリッジ ※インジケータの色が変わっていたら交換です。		
CP17969	ガススクリーン CO2 除去フィルタ	¥27,000 → キャンペーン価格 ¥21,600
CP17970	ガススクリーン酸素除去フィルタ	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
CP17971	ガススクリーン水分除去フィルタ	¥25,000 → キャンペーン価格 ¥20,000
CP17972	ガススクリーンチャコールフィルタ	¥29,000 → キャンペーン価格 ¥23,200
CP17973	ガススクリーン GC/MS フィルタ	¥37,000 → キャンペーン価格 ¥29,600
大型ユニバーサルトラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
RMSH-2	大型ユニバーサルトラップ, ヘリウム, GC/MS 用, 1/8 インチ	¥47,000 → キャンペーン価格 ¥37,600
BHT-4	大型炭化水素トラップ, 750 cc, 1/4 インチ用	¥42,000 → キャンペーン価格 ¥33,600
S 字トラップ ※1年に1回の交換が目安です。		
5060-9084	コンディショニング済み水分トラップ, 1/8 インチ	¥32,000 → キャンペーン価格 ¥25,600
5060-9096	コンディショニング済み炭化水素トラップ, 1/8 インチ	¥42,000 → キャンペーン価格 ¥33,600

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間: 2022年3月31日

*ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089** をお知らせください。

キャンペーン
対象製品はこちら



www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

固相抽出カラム・アクセサリ

- Bond Elut 固相抽出製品は、分析が困難なマトリックスから干渉を選択的に除去できます。
- 充填剤、カラムの幅広いラインナップの中から、お客様の分析に最適な製品をお選びいただけます。

順相系	逆相系	イオン交換系	その他	特殊用途	ポリマ系
Bond Elut AL-A	Bio Bond Elut	Bond Elut AccuCAT	Bond Elut Carbon	Bond Elut Atrazine	Bond Elut Plexa
Bond Elut AL-B	Bond Elut C1	Bond Elut CBA	Bond Elut Carbon/NH2	Bond Elut Certify	Bond Elut Plexa PAX
Bond Elut AL-N	Bond Elut C2	Bond Elut DEA	Bond Elut Carbon/PSA	Bond Elut Certify II	Bond Elut Plexa PCX
Bond Elut CN-U	Bond Elut C8	Bond Elut NH2	Bond Elut Cellulose	Bond Elut Mycotoxin	Bond Elut NEXUS
Bond Elut Diol	Bond Elut C18	Bond Elut PRS		Bond Elut PCB	Bond Elut ENV
Bond Elut FL	Bond Elut C18 EWP	Bond Elut SAX/PSA		Bond Elut Na2SO4	Bond Elut LMS
Bond Elut SI	Bond Elut C18 INT	Bond Elut PSA			Bond Elut PPL
	Bond Elut C18 LO	Bond Elut SAX			
	Bond Elut C18 OH	Bond Elut SCX			
	Bond Elut CH				
	Bond Elut CN-E				
	Bond Elut PBA				
	Bond Elut PH				



Captiva フィルタバイアル

- シリンジ、シリンジフィルタ、別のバイアルとキャップが不要
- 環境に配慮した設計により、サンプルろ過プロセスで廃棄されるガラスとプラスチックを低減
- 3ステップでバイアル内でのフィルタ作業が完了



1. 充填

ピペットでサンプルを充填ラインまで入れます。

2. キャップ

フィルタ付きキャップを差し込みます。

3. フィルタ

ゆっくり3秒かけて押し込む。



5191-5943 バイアルクロー징ツールは最大9本を一度にフィルタ可能です。

部品番号	品名	価格(円、税別)
5191-5933	0.45 μm PTFE フィルタバイアル, 100 個	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5191-5934	0.20 μm PTFE フィルタバイアル, 100 個	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5191-5935	0.45 μm ナイロンフィルタバイアル, 100 個	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5191-5936	0.20 μm ナイロンフィルタバイアル, 100 個	¥35,000 → キャンペーン価格 ¥28,000
5191-5943	バイアルクロー징ツール	¥46,000 → キャンペーン価格 ¥36,800

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間：2022年3月31日

*ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089** をお知らせください。

キャンペーン
対象製品はこちら



www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

糖鎖分析

AdvanceBio Gly-X

最短 1 時間で N-グリカン分析のサンプル前処理が完了する、次世代前処理プラットフォーム

アジレント AdvanceBio Gly-X


最短 1 時間でサンプル前処理が完了

アジレントの AdvanceBio Gly-X は、N-グリカン分析サンプル前処理の次世代プラットフォームです。Gly-X では、タンパク質の変性から分析用試料溶液の調製まで、操作時間を含め最短で 1 時間で完了します。前処理は 96 ウェル仕様のプレート上で行いますが、1 検体からの処理が可能で、ハイスループットでありながらフレキシブルな仕様となっています。



AdvanceBio Gly-X 優れた脱グリコシル化効率


タンパク質	カテゴリ	% 脱グリコシル化
リツキシマブ	IgG	>99%
セツキシマブ	Fab 領域にグリカンを持つ IgG	>99%
エタネルセプト	Fc 融合タンパク質	>99%



Gly-X 前処理キットでは、4 種類の標識色素を選ぶことができます。中でも InstantPC は、ラベリングの時間が 1 分間で終了する優れた標識色素です。InstantPC は蛍光強度が強く、MS の信号強度もトップクラスです。また、ラベリングの時間は掛かりますが、2-AB を選択することもできます。

選択可能な標識色素

標識色素	説明	ラベリング時間
InstantPC	高速ラベリング。4種の中で、最も感度が優れている。	1分間
InstantAB	高速ラベリング。クロマト挙動は 2-AB に近い。	1分間
2-AB	既に 2-AB で分析系を構築したユーザー向け。	1時間
APTS	既に APTS で分析系を構築したユーザー向け。	1時間



Gly-X は、脱グリコシル化、ラベリング、洗浄のモジュールから構成されています。また、それぞれのモジュールを単独で入手することも可能です。

Gly-X キット	部品番号	価格(円、税別)
Gly-X + InstantPC キット (脱グリコシル化 - ラベリング - 洗浄)		
		¥823,000
		キャンペーン価格 → ¥658,000
Gly-X および InstantPC、96 サンプル		
Gly-X 脱グリコシル化モジュール、96 サンプル	GX96-IPC	GX96-100
Gly-X InstantPC ラベリングモジュール、96 サンプル	GX96-101	GX96-101
Gly-X InstantPC クリーンアップモジュール、96 サンプル	GX96-102	GX96-102
		¥486,000
		キャンペーン価格 → ¥388,800
Gly-X および InstantPC、24 サンプル		
Gly-X 脱グリコシル化モジュール、24 サンプル	GX24-IPC	GX24-100
Gly-X InstantPC ラベリングモジュール、24 サンプル	GX24-101	GX24-101
Gly-X InstantPC クリーンアップモジュール、24 サンプル	GX24-102	GX24-102

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間: 2022 年 3 月 31 日

*ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089** をお知らせください。

キャンペーン
対象製品はこちら




www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

InfinityLab セーフティキャップ、溶媒スリムボトル

- ラボ内の溶媒の蒸気と漏れからお客様を守ります。
- HPLC で使用する一般的な溶媒ボトルに適合 (GL45 など)
- ベントバルブにタイムストリップ (ラベルタイマー) が付き、ベントバルブの交換時期が分かります。
- HPLC 移動相で使用する溶媒ボトルのデザインが一新されました。人間工学に配慮したデザインを採用。本体がスリムになり、両側にグリップゾーンが設けられているため、持ちやすく安全に使用できます。



ベントバルブ、チャコールフィルタのタイムストリップをご確認ください。すべて赤くなっていたら交換時期です。



溶媒スリムボトルは、セーフティキャップと組み合わせ使用できます。

キャンペーン対象製品例

部品番号	品名	価格 (円、税別)
InfinityLab セーフティキャップ：溶媒ボトル用		
5043-1217	セーフティキャップ, GL45 1ポート, 1ベントバルブ	¥10,500 → キャンペーン価格 ¥8,400
5043-1218	セーフティキャップ, GL45 2ポート, 1ベントバルブ	¥13,000 → キャンペーン価格 ¥10,400
5043-1219	セーフティキャップ, GL45 3ポート, 1ベントバルブ	¥16,000 → キャンペーン価格 ¥12,800
5043-1220	セーフティキャップ, GL45 4ポート, 1リークホース	¥19,000 → キャンペーン価格 ¥15,200
5043-1190	タイムストリップ付きベントバルブ, PTFE, 1µm	¥3,300 → キャンペーン価格 ¥2,640
5043-1214	フィッティング, 外径 1.6 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥2,960
5043-1215	フィッティング, 外径 2.3 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥2,960
5043-1216	フィッティング, 外径 3.2 mm チューブ用, PFA (2個)	¥3,700 → キャンペーン価格 ¥2,960
InfinityLab セーフティキャップ：廃液ボトル用		
5043-1221	5043-1196 (6 L 廃液ボトル, GL45) + 5043-1220 ※別途 5043-1193 チャコールフィルタ必要	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
5043-1193	チャコールフィルタ (58 g), タイムストリップ付, 廃液ボトル用	¥14,000 → キャンペーン価格 ¥11,200
5043-1192	ガロン瓶用変換アダプタ PTFE GL45 (M) - GPI38 (F)	¥15,000 → キャンペーン価格 ¥12,000
5043-1198	スクリーブプラグ, 1/8 インチ, PTFE, 2個	¥6,000 → キャンペーン価格 ¥4,800
5043-1207	2ポート付き廃液コレクタ, PTFE, 2又	¥22,000 → キャンペーン価格 ¥17,600
InfinityLab 溶媒スリムボトル		
9301-6524	溶媒スリムボトル, 透明, 1,000 mL	¥2,100 → キャンペーン価格 ¥1,680
9301-6526	溶媒スリムボトル, 茶色, 1,000 mL	¥5,300 → キャンペーン価格 ¥4,240

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間：2022年3月31日

* ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089**をお知らせください。


キャンペーン
対象製品はこちら



www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

新製品 InfinityLab セーフティパージボトル

HPLC ラインのパージ中に、空気を吸っていた失敗はないですか？



溶媒置換開始時：
すべての吸込み口が正しく溶媒内に
設置

溶媒置換途中：
吸込み口が溶媒から出てしまい、
空気を吸込む



5043-1339 セーフティパージボトル

セーフティパージボトルを
使用することで、機器の溶媒置換時の
トラブルを避けることができます。
(※写真はイメージです)

- ボトルには最大4つの溶媒ラインをキャップで設置 / 固定できます。
- 複数のラインを溶媒でパージする洗浄時などにご使用いただける便利なボトルです。
- 溶媒蒸気の室内拡散防止のためのセーフティキャップ (5043-1222 セーフティキャップスタータキット) を一緒にご使用いただく事でラボ環境を安全に保つことができます。

部品番号	品名	価格 (円、税別)
5043-1339	InfinityLab セーフティパージボトル ※キャップ仕様: GL45	¥22,000 → 1-4 個購入で 15%OFF → 5 個以上購入で 20%OFF
5043-1340	InfinityLab セーフティキャップスタータキットおよびセーフティパージボトル ※5043-1339 セーフティパージボトル × 1、 5043-1222 InfinityLab セーフティキャップスタータキット × 1 が含まれます。	¥58,000 → 1-4 個購入で 15%OFF → 5 個以上購入で 20%OFF

キャンペーン内容

キャンペーン期間中、

5043-1339 InfinityLab セーフティパージボトルまたは

5043-1340 InfinityLab セーフティキャップスタータキットおよび

セーフティパージボトルを 1 オーダーにつき、

1-4 個まで 15%OFF、5 個以上で 20%OFF でご提供いたします。

キャンペーン期間：2022 年 3 月 31 日まで

* ご注文の際に、

1-4 個まで：15%OFF の場合 キャンペーンコード 2006

5 個以上：20%OFF の場合 キャンペーンコード 2008 をお知らせください。

アジレント HPLC カラム Pursuit/Polaris シリーズ

Polaris シリーズ

- アルキル鎖と極性官能基を結合させたユニークな逆相カラム
- 官能基の組み合わせでそれぞれ特有の選択性
- 疎水性相互作用のみで分離できないマトリックスの分析に最適


Pursuit XRs シリーズ

- 独特の結合技術で製造された表面積が非常に大きなシリーズ
- 表面積が大きいことで、官能基の結合密度が高くでき、逆相においては非常に高いカーボンローディング率を示します。
- 高いカーボンローディング率のため、位置異性体や類似化合物の分離、分取用のカラムなど幅広い用途で使用可能最適



Pursuit XRs は、ハイカーボンであることを生かして、合成化合物の確認から、夾雑ピークの多い天然抽出物の分取まで幅広く使用できます。

右は茶中カテキン類の分離分取の一例です。



	部品番号	品名	価格 (円、税別)
分析カラム	A6000150X046	Pursuit XRs 5 C18 150 x 4.6 mm	¥67,000 → キャンペーン価格 ¥53,600
	A6000MG	MetaGuard 4.6 mm 3/Pk, ガードカラム	¥38,000 → キャンペーン価格 ¥30,400
	A6000150X100	Pursuit XRs 5 C18 150 x 10.0 mm	¥145,000 → キャンペーン価格 ¥116,000
分取カラム	INF6000150X212	Pursuit XRs 5 C18 150 x 21.2 mm	¥373,000 → キャンペーン価格 ¥298,400
	INF6000150X300	Pursuit XRs 5 C18 150 x 30.0 mm	¥889,000 → キャンペーン価格 ¥711,200

※カートリッジタイプは除きます。

※掲載製品以外にもキャンペーン対象製品があります。詳しくはお問い合わせください。

キャンペーン内容

キャンペーン対象製品が定価より **20%OFF**。購入回数の制限はありません。

キャンペーン期間：2022年3月31日

*ご注文の際に、**キャンペーンコード 2089** をお知らせください。

キャンペーン
対象製品はこちら



www.agilent.co.jp/chem/eoy-supplylist2021

アジレント・テクノロジー株式会社
〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1
フリーダイヤル 0120-477-111
www.agilent.com/chem/jp
DE44512.990486111

お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。

納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、

販売店からの実際の販売価格ではございません。

ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。



Trusted Answers