



GASTEC

パーミエーター PD-1B

売り尽くしキャンペーン

大特価販売

新製品発売予定のため、現行モデル
PD-1Bを**特価**で販売させていただきます。



パーミエーターを
安く買う最後の
チャンス！！

限定20台！

キャンペーン対象製品：**PD-1B**

標準価格：~~590,000円~~(税抜き)

販売価格は代理店様へ

お問い合わせお願い致します。

※**20台**販売時、終了させていただきます。

パーミエーションチューブ一覧表 (調製条件:希釈流量 200~10,000mL/min)

Table with 4 columns: 校正用ガス名称, PチューブカタログNo., 濃度調製範囲 (ppm), 備考. Contains calibration gas ranges for various gases like acetone, ammonia, ethanol, etc.

- 濃度調製範囲は各チューブ1本ごとに表示してあるPrを元に算出してください。 ● チューブを10本 (H型は5本) 使用すれば表の10倍 (H型は5倍) の濃度が調製できます。

ディフュージョンチューブデータ表 (代表例) (調製条件:No.3100使用、30℃、希釈流量 200~8,000mL/min)

Large table with 5 columns: 試料液体, チューブ種類, 拡散速度Dr (µg/min) 30℃, K値 (1気圧)(25℃), 濃度調製範囲 (ppm) 30℃. Lists various chemical compounds and their detection ranges.

- 表中のDrは当社における実測値もしくは推測値です。より高精度を求めるときは、実際に使用する条件下において実測して求めることをお勧めいたします。

多成分用ディフュージョンチューブデータ表 (調製条件:No.3200使用、温度30~50℃、希釈流量 200~8,000mL/min)

Table with 2 columns: 液体試料, 濃度調製範囲 (ppm). Lists multi-component gas detection ranges for various compounds.

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●性能向上のため、仕様をお断りなく変更することがございます。●商品の色は、印刷物のため実際と異なる場合がございます。●再生紙を使用しています。

このカタログ内容は、2019年6月現在です。

あらゆる気体の測定に



株式会社 ガステック

SINCE 1970

営業本部: 〒252-1195 神奈川県綾瀬市深谷中8-8-6
電話0467(79)3911(代) Fax.0467(79)3979
西日本営業所: 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-14新大阪グランドビル
九州営業所: 〒812-0066 福岡市東区二又瀬11-9 パークサイドスクエア
ホームページアドレス: https://www.gastec.co.jp/