

今ならほぼ即納!

日立HPLC Primaide

特別価格 アカデミアキャンペーン

大学や教育機関に所属されるお客様を対象とした、日立HPLC Primaideの**特別価格キャンペーン**となります。

Primaideは、長期安定運転を前提に設計、高い操作性と安定性を両立しルーチン分析に最適なHPLCシステムです。

各ユニットごとに特別価格を設けているため、検出器やポンプの追加、現在ご使用の装置の一部の差替えなどにお勧めです。

注) 据付調整作業費は含まれていません。別途お問い合わせください。

キャンペーン期間

2023年1月10日（火）～2023年3月31日（金）

Primaide 1110 ポンプ



● グラジエントユニット
(オプション)
● 脱気装置(オプション)
● リークセンサ



送液方法	2連プランジャ往復ポンプ方式
流量範囲	0.001～9.999 mL/min
最大吐出圧力	39.2 MPa(0.001～5.000 mL/min) 19.6 Mpa(5.001～9.999 mL/min)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
重さ	約13.0 kg
価格 / 特別価格	851,400円 / 500,000円

注) 低圧グラジエントユニット、脱気装置付は、**特別価格 1,000,000円**となります。

Primaide 1210 オートサンプラー



リークセンサ

設置可能バイアル数	1.5 mL×200本
試料注入方式	ダイレクトインジェクション方式
シリンジ容量(標準)	100 μ L
試料注入量	0.1~50 μ L(標準) 5~4500 μ L(オプション)
注入再現性	0.3% RSD(10 μ L注入時、規定条件)
大きさ	340(W)×464(D)×297(H) mm
重さ	約21.4 kg
価格 / 特別価格	1,272,400円 / 750,000円

Primaide 1310 カラムオープン



リークセンサ
(ガスセンサ)

カラム(設置例)

プレヒートユニット

リークセンサ

温度制御方式	ブロックヒーティング+空気循環方式
温度設定範囲	1~65 $^{\circ}$ C(1 $^{\circ}$ Cステップ)
温度制御範囲	環境温度 -15 $^{\circ}$ C~環境温度 +50 $^{\circ}$ C
収納可能カラム数	カラム長さ250 mm カラム3本まで
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
重さ	約10.6 kg
価格 / 特別価格	578,900円 / 350,000円

Primaide 1410 UV 検出器



フローセルユニット

ランプハウス

リークセンサ

光学方式	ダブルビーム比測光方式
光源	D ₂ ランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	190 nm~600 nm
波長正確さ	\pm 1 nm
ノイズ	0.6×10 ⁻⁵ AU以下(規定条件)
ドリフト	1.0×10 ⁻⁴ AU/hr以下(規定条件)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
価格 / 特別価格	1,200,200円 / 700,000円

その他ユニット

Primaide 1440 蛍光検出器

光源	Xeランプ、 Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	励起光側：200 nm~850 nm 蛍光側：250 nm~900 nm (731 nm以上はホトマル交換)
価格 / 特別価格	1,712,900円 / 1,100,000円

マニュアルインジェクター ステンレス仕様(6020-13010)

価格 / 特別価格	120,000円 / 84,000円
-----------	---------------------------

μ 7 データステーション

価格 / 特別価格	348,000円 / 300,000円
-----------	----------------------------

注) PCは別途必要となります。



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
https://www.gls.co.jp E-mail:hitachi@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636

カスタマーサポートセンター TEL.04-2934-1100 FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。