

HPLC, LC/MSカラム

InertSustain C30 キャンペーン



この度、HPLC, LC/MSカラムInertSustainシリーズに

InertSustain C30 が新登場しました。

InertSustain C30 は、シリカゲルにトリアコンチル基を化学結合したカラムです。脂溶性の高い化合物において、異性体や類似構造を持つ化合物同士の分離に優れた性能を発揮します。また、フェニルカラムと比べて低ブリードを実現しているため、グラジエント分析においても安心してお使いいただけます。

この機会を記念して、InertSustain C30を **40%OFF** でご提供いたします。

キャンペーン期間

2023年4月10日(月)～2023年6月30日(金)

対象製品

InertSustain C30 製品 ※ガードカラム・カートリッジガードカラムは除く


製品情報

仕様

- 母体 : 高純度球状シリカゲル (ESシリカ)
- 粒子径 : 3 μm 、5 μm
- 表面積 : 200 m^2/g
- 細孔径 : 200 \AA (20 nm)
- 化学結合基 : トリアコンチル基
- エンドキャップ : あり
- 炭素量 : 18.5 %
- USPコード : L62
- 推奨使用pH範囲 : 1~7.5

特長

- ODSカラムと異なる分離パターン
- 立体選択性が高く、異性体や類似化合物の分離に最適
- 水系100%溶離液で使用可能
- 低ブリード



分析カラム

HPシリーズ 粒子径: 3 μm	長さ/内径 (mm)	2.1	3.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17174	5020-17178	5020-17182	66,000	39,600
	100	5020-17175	5020-17179	5020-17183	71,000	42,600
	150	5020-17176	5020-17180	5020-17184	76,000	45,600
	250	5020-17177	5020-17181	5020-17185	87,000	52,200

注) ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの推奨最大圧力は、50MPaです。

粒子径: 3 μm	長さ/内径 (mm)	2.1	3.0	4.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17158	5020-17162	5020-17166	5020-17170	51,000	30,600
	100	5020-17159	5020-17163	5020-17167	5020-17171	57,000	34,200
	150	5020-17160	5020-17164	5020-17168	5020-17172	66,000	39,600
	250	5020-17161	5020-17165	5020-17169	5020-17173	76,000	45,600
粒子径: 5 μm	長さ/内径 (mm)	2.1	3.0	4.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17130	5020-17134	5020-17138	5020-17142	48,000	28,800
	100	5020-17131	5020-17135	5020-17139	5020-17143	53,000	31,800
	150	5020-17132	5020-17136	5020-17140	5020-17144	58,000	34,800
	250	5020-17133	5020-17137	5020-17141	5020-17145	67,000	40,200

注) ジョイント形式は、パーカー型(UPタイプ)です。カラムの耐圧は、20MPaです。



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
https://www.gls.co.jp E-mail:info@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。