

日立HPLC Primaide

特別価格 アカデミアキャンペーン

大学や教育機関に所属されるお客様を対象とした、日立HPLC Primaideの
特別価格キャンペーンとなります。

HPLCは医薬、食品、化学、環境など、幅広い分野で活用されており数ある
分析装置の中でも身近な存在となっています。

Primaideは長期安定運転を前提に設計されており、高い操作性と安定性
を両立させています。

各ユニットごとの特別価格を設けているため、検出器やポンプの追加、現在
ご使用の装置の一部の差替えなどにお薦めです。

注) 据付調整作業費は含まれていません。別途お問い合わせください。



キャンペーン期間


2023年4月20日（木）～2023年8月31日（木）

日立HPLC Primaideを学生実験で使用しませんか！

クロマトグラフで目的成分を測定するためには、前処理作業や分離カラムの選定が必須となります。

キャンペーン期間内にご成約いただくと、基礎知識を学べる日立ハイテックサイエンス社とジーエルサイエンス社が
共同開催するWebセミナーなどの**各種セミナーをオンデマンドで視聴可能**（2023年公開予定）となります。

Primaide 1110 ポンプ



送液方法	2連プランジャ往復ポンプ方式
流量範囲	0.001~9.999 mL/min
最大吐出圧力	39.2 MPa(0.001~5.000 mL/min) 19.6 Mpa(5.001~9.999 mL/min)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
重さ	約13.0 kg
価格 / 特別価格	851,400円 / 550,000円

Primaide 1410 UV 検出器



光学方式	ダブルビーム比測光方式
光源	D ₂ ランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	190 nm~600 nm
波長正確さ	±1 nm
ノイズ	0.6×10 ⁻⁵ AU以下(規定条件)
ドリフト	1.0×10 ⁻⁴ AU/hr以下(規定条件)
大きさ	340(W)×464(D)×159(H) mm
価格 / 特別価格	1,200,200円 / 780,000円

マニュアルDADシステム (ChromAssistデータステーション)



- Primaide1110 ポンプUIパッド無し (低圧グラジエント付)
- Primaide1110用デガッサ
- Primaide1430 DAD検出器
- Primaideオーガナイザー
- Primaideインジェクターセット (ホルダー付)
- ChromAssistデータステーション
- ChromAssist用PC (Windows10 office無)

価格 / 特別価格 5,119,700円 / **3,100,000円**


DAD検出器 + ChromAssistデータステーション



- Primaide1430 DAD検出器 ACアダプタ付
- スタートケーブル
- ChromAssistデータステーション
- ChromAssist用PC (Windows10 office無)

価格 / 特別価格 3,316,100円 / **2,100,000円**

DAD検出器



本社 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
〒163-1130 TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp> E-mail: hitachi@glsc.co.jp

東京営業部	TEL.03-5323-6611	FAX.03-5323-6622
大阪支店	TEL.06-6220-0500	FAX.06-6220-0601
横浜支店	TEL.045-985-7900	FAX.045-985-7901
東北営業所	TEL.024-534-2191	FAX.024-536-1518
筑波営業所	TEL.029-858-3700	FAX.029-858-3780
北関東営業所	TEL.048-778-5001	FAX.048-778-5005
千葉営業所	TEL.043-248-2441	FAX.043-248-2485
名古屋営業所	TEL.052-931-1761	FAX.052-931-1814
広島営業所	TEL.082-233-1101	FAX.082-233-1110
九州営業所	TEL.092-738-6633	FAX.092-738-6636
カスタマーサポートセンター	TEL.04-2934-1100	FAX.04-2934-3361

- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データ起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。