

# アジレント PFAS関連製品 サマーキャンペーン2026

PFAS分析を支える全アイテム、今だけ特別価格！

## PFAS分析に最適！ ポリプロピレン製バイアル・キャップ



部品番号	品名	価格（税別）
5191-8121	ポリプロピレン、PFCフリー、スクルーバイアル、100 個	¥3,000→キャンペーン価格¥2,400
5191-8151	スクルーキャップ、9mm,,透明、 薄型メンブレンポリプロピレン/シリコンセプタム、100個	¥2,000→キャンペーン価格¥1,600

選ばれている理由がある！水・土壌・食品まで幅広いラインナップ

## PFAS分析 固相抽出カートリッジ



部品番号	品名	価格（税別）
5610-2150	Bond Elut PFAS WAX、150 mg、6 mL、30 個	¥37,000→キャンペーン価格¥29,600
5610-2251	Bond Elut PFAS WAX、200 mg、6 mL、30 個	¥47,000→キャンペーン価格¥37,600
5610-2252	Bond Elut PFAS WAX、500 mg、6 mL、30 個	¥53,000→キャンペーン価格¥42,400
5610-2230	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、340 mg	¥25,000→キャンペーン価格¥20,000
5610-2231	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、680 mg	¥30,000→キャンペーン価格¥24,000
5610-2232	Captiva EMR PFAS Food I、6 mL、750 mg	¥30,000→キャンペーン価格¥24,000
5610-2247	Bond Elut Carbon S、PFAS 用、250 mg、6 mL、30 個	¥24,000→キャンペーン価格¥19,200
5610-2237	Bond Elut 二層 PFAS WAX（上層）/Carbon S、200/50 mg、6 mL（30 個）	¥45,000→キャンペーン価格¥36,000

## キャンペーン内容

キャンペーン対象製品をお買い上げいただけると、  
キャンペーン期間中何度でも定価より**20 %OFF**でご提供いたします。

## キャンペーン期間 2026年10月2日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 3415** とご連絡ください。

キャンペーン対象製品はこちら



<https://aglt.co/2026-Summer-PFAS>

### お願い/注意事項

※在庫状況により、納入までにお時間を頂く場合がございます。納期に余裕を見てご注文のご検討をお願いします。  
※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。  
ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。  
※部品の在庫状況によって、キャンペーンの終了が早まる、またはキャンペーン対象外となる製品が出てくる場合がございます。

前処理ワークフローをワンランク上へ

## Vac Elut 20 マニホールド & アクセサリー

- ✓ 20検体同時処理が可能なマニホールド
- ✓ 大容量にも対応可能な空カートリッジ
- ✓ 固相カートリッジやシリンジなどを接続するアダプター



部品番号	品名	価格 (税別)
12234103	Elut 20 マニホールド、16 x 100 mm 試験管用コレクションラック付き	¥207,000→キャンペーン価格¥165,600
12131012	Elut 空 SPE カートリッジ 60 mL (100 個)	¥33,000→キャンペーン価格¥26,400
12131001	Bond Elut アダプタキャップ、1、3、および 6 mL Bond Elut カートリッジ用 (15 個)	¥19,000→キャンペーン価格¥15,200

## Altura Poroshell 120 PFAS カラム

- ✓ 超短鎖 PFAS (C1~C3)を確実に保持
- ✓ C1~C18 PFASを1度の注入で分析可能
- ✓ デイレイカラムにより、システム由来のバックグラウンド (TFA・PFBAなど) を分離



部品番号	品名	価格 (税別)
227205-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 x 50 mm	¥147,000→キャンペーン価格¥117,600
227210-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 x 100 mm	¥175,000→キャンペーン価格¥140,000
227215-007	Altura Poroshell 120 PFAS カラム、2.7 µm、2.1 x 150 mm	¥203,000→キャンペーン価格¥162,400
027403-007	Altura Poroshell 120 PFAS デイレイカラム、2.7 µm、4.6 x 30 mm	¥126,000→キャンペーン価格¥100,800

## ※PFAS標準試薬も取り揃えております (キャンペーン対象外)

部品番号	品名	価格 (税別)
PFS-533-IDS	533 同位体希釈 PDS	¥146,000
PFS-533-NAS	533 ネイティブ化合物 PDS	¥68,000
PFS-537-APDS	537.1 Analyte primary dilution std	¥63,000
PFS-537-IPDS	537.1 Internal primary dilution std	¥58,000
PFS-537-SPDS	537.1 Surrogate primary dilution std	¥77,000
PFS-8327-SSM	8327 サロゲートスパイクミックス	¥144,000
PFS-8327-TAM	8327 ターゲット化合物ミックス	¥57,000

アジレント・テクノロジー株式会社  
DE-008992

〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1  
フリーダイヤル 0120-477-111  
www.agilent.com/chem/jp

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、  
医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。  
本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに  
変更されることがあります。

 **Agilent**  
Trusted Answers