

在庫
限り

電動ピペット

MPA・MPBシリーズ 在庫一掃キャンペーン

50%
OFF

キャンペーン期間

8月1日(金)～9月30日(火)受注分まで

対象製品

電動ピペット MPA・MPB シリーズ

※在庫がなくなり次第終了となります。

最新の在庫情報は二次元コードからご確認ください。



在庫情報

キャンペーン対象製品一覧

※掲載の在庫数は7月24日時点のものです。

シングルチャンネル電動ピペット MPAシリーズ

MPAシリーズは、人間工学に基づいて設計された疲れにくい構造の電動ピペットです。高い精度を誇り、幅広いレンジであるため、10 mLまでの大容量の試料も分注が可能です。標準の分注に加え、連続分注やミキシングなどの様々なモードを有しています。

型式	容量範囲	Cat.No.	価格	キャンペーン価格	在庫数
MPA-10	0.3~10 μ L	3001-18800	42,000	21,000	17
MPA-20	0.3~20 μ L	3001-18801	42,000	21,000	17
MPA-200	3~200 μ L	3001-18802	42,000	21,000	12
MPA-10000	0.1~10.0 mL	3001-18804	42,000	21,000	9

注) 設定ガイド付き

ガラスチップセット

樹脂製チップからの可塑剤溶出などの影響を受ける分析に適した、ガラスチップをセットにしたMPAシリーズです。



型式	セット内容	Cat.No.	価格	キャンペーン価格	在庫数
MPA-1200GS	MPA-1200、ガラスチップ10本、接続アダプタ2個	3001-18813	45,900	22,950	1
MPA-10000GS	MPA-10000、ガラスチップ10本、接続アダプタ2個	3001-18814	46,400	23,200	1

注) ガラスチップセット設定ガイド付き

マルチチャンネル電動ピペット MPBシリーズ

MPBシリーズは、96ウェルプレートへの連続分注を可能にする8チャンネルタイプの電動ピペットです。標準の分注モードに加え、連続分注モードやミキシングモードなど、シングルチャンネルタイプのMPAシリーズと同じ分注モードを有しています。

型式	容量範囲	Cat.No.	価格	キャンペーン価格	在庫数
MPB-200-8	3.0~200 μ L	3001-18806	120,000	60,000	8
MPB-1200-8	15~1200 μ L	3001-18805	120,000	60,000	2

注) 設定ガイド付き



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。