

大学・教育機関のお客様限定

アカデミックキャンペーン

2025年11月4日(火) ~ 2026年2月27日(金)



HPLC, LC/MS カラム
InertSustain、Inertsil シリーズを

40%OFF でご提供いたします。




MonoSpin シリーズを

30%OFF でご提供いたします。

抗体精製のカラムもキャンペーン対象です！

InertSustain、Inertsilシリーズ

InertSustain、Inertsilシリーズの分布モデル



NEW!

Inertsil Hybrid-C18

InertsilHybrid-C18は、最新のハイブリッドシリカ粒子合成技術を採用し、比類ない化学的・機械的安定性を実現しています。また、表面の残存シラノール割合を低減する独自のエンドキャッピング処理により、塩基性化合物のピークテーリングを抑制します。高い分離能とシャープなピーク形状を維持し、メソッド開発からルーチン分析まで幅広く対応する「次世代へのファーストチョイスカラム」です。

全架橋型ハイブリッドシリカゲルの特長

・化学的安定性


内部および表面の両方で有機官能基が作用するため、高pH条件での安定性が大幅に向上

・機械的安定性


骨格そのものが強化されているため、高い圧力状態や長時間の使用でも形状保持性が高く、長寿命化に貢献

・分離性能

全架橋型ハイブリッドシリカゲルは、高純度多孔性シリカゲルと多くの特性を共有しており、従来の高純度多孔性シリカゲルと同様の方法でメソッド開発を行うことが可能



充填剤 (SEM 写真)



分子構造 H O C Si

品名

InertSil Hybrid-C18 3.5 μ m 2.1x150 mm

Cat. No.

5020-76030

通常価格

84,000円




キャンペーン価格


50,400円

注) 他のシリーズやサイズもキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

その他のInertSustain、Inertsilシリーズの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記の二次元コードよりカタログをご確認ください。また、弊社ホームページにLCアプリケーションを多数掲載しています。



HPLCカラム総合カタログ



Inertsil Hybrid-C18カタログ



LCアプリケーション




LCテクニカルノート

MonoSpinシリーズ

MonoSpinとは？

スピントタイプの固相抽出カラムで、微量サンプルの精製濃縮を簡単な遠心処理で行います。

ハンドリングを含めた処理時間は10分以内です。




遠心操作による処理

MonoSpinの特長

MonoSpinは、均一な連続孔を持つシリカモノリスを用いた前処理用スピncラムです。

遠心操作により、生体試料などの微量サンプルを効果的に前処理します。



特長

- ・遠心処理による簡単な操作
- ・高い通液性により高速処理が可能
- ・100 μ L以下の溶出量でも優れた再現性 (S型)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin C18 50本入	5010-21700	30,600円

→ **キャンペーン価格 21,420円**

注) 他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

MonoSpin Proの特長

MonoSpin ProA, ProG, ProLは、抗体精製用の前処理カラムです。



特長

- ・抗体精製が10分以内で完了
- ・高回収率かつ濃縮が可能
- ・3種類の抗体精製用アフィニティリガンドを用意 (Protein A、Protein G、Protein L)

品名	Cat. No.	通常価格
MonoSpin ProA [冷蔵] 10本入	7510-11310	30,000円

→ **キャンペーン価格 21,000円**

注) 他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

その他のMonoSpinシリーズの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記の二次元コードよりカタログをご確認ください。



MonoSpinカタログ



MonoSpin Proシリーズカタログ



アプリケーション



MonoSpin使用方法 (動画)

キャンペーン対象カラム

InertSustain、Inertsilシリーズ

40%OFF

<InertSustainシリーズ>

InertSustain C18
InertSustain AQ-C18
InertSustainSwift C18
InertSustain AX-C18
InertSustainBio C18
InertSustain C8
InertSustainSwift C8
InertSustain Cyano
InertSustain C30
InertSustain PFP
InertSustain Phenylhexyl
InertSustain Amide
InertSustain Phenyl
InertSustain NH2

<Inertsilシリーズ>

NEW! Inertsil Hybrid-C18

Inertsil ODS-HL
Inertsil ODS-4
Inertsil ODS-4V
Inertsil ODS-3
Inertsil ODS-3V
Inertsil ODS-2
Inertsil ODS
Inertsil ODS-SP
Inertsil ODS-P
Inertsil ODS-EP
Inertsil Sulfa C18
Inertsil Acrolein C18

Inertsil C8-4
Inertsil C8-3
Inertsil C8
Inertsil Ph-3
Inertsil Ph
Inertsil WP300 C18
Inertsil WP300 C8
Inertsil WP300 C4
Inertsil SIL-100A
Inertsil SIL-150A
Inertsil WP300 SIL

Inertsil HILIC
Inertsil NH2
Inertsil AX
Inertsil CX
Inertsil Diol
Inertsil WP300 Diol
Inertsil CN-3

<その他>

MonoCapシリーズ
MonoTower
MonoClad
MonoSelectシリーズ
SFC対応カラム
IM Column



注1)上記の充填剤の分析・分取・キャピラリーカラム全ての製品（ガードカラムは除く）が対象です。
注2)メタルフリーPEEKカラム、IMカラムも対象製品です。
注3)他のキャンペーンとの併用は出来ませんのでご了承ください。

MonoSpinシリーズ

30%OFF

前処理用カラム

<MonoSpinシリーズ>

MonoSpin C18
MonoSpin C18-AX
MonoSpin SAX
MonoSpin NH2
MonoSpin Amide
MonoSpin TiO
MonoSpin ME
MonoSpin Ph
MonoSpin C18-CX
MonoSpin SCX
MonoSpin CBA
MonoSpin PBA
MonoSpin Trypsin
MonoSpin Phospholipid
MonoSpin AG

オススメ!

抗体精製用カラム

<MonoSpin Proシリーズ>

MonoSpin ProA
MonoSpin ProG
MonoSpin ProL



支える、あらゆる分析を。

ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用の際は、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。