

＼カラム選びは今がチャンス！／

コアシェルカラム

40%OFF

キャンペーン

新製品を含めた3種類のコアシェルカラムが

55,800円 から！

詳細は右記の二次元コードよりご確認ください。



キャンペーンページ

キャンペーン期間

2025年**11**月**4**日(火) ～ 2026年**3**月**31**日(火) ご注文分まで

紹介動画

コアシェルカラムについて簡単に解説！

コアシェルカラムのPOINT



- ① 「高い分離性能」
- ② 「低いカラム圧力」
- ③ 「分析の高速化」



GL Sciences社製コアシェルカラムの特長

シリカゲルの製造から検査まで徹底した品質管理を自社で一貫して行なっているため、シェル層が均一に形成され、優れた再現性を実現します。

粒度分布



対象製品

InertCore Plus C18 価格表

粒子径：2.6 μ m	長さ\内径(mm)	2.1	3.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17510	5020-17515	5020-17520	93,000	55,800
	75	5020-17513	5020-17518	5020-17523	96,000	57,600
	100	5020-17511	5020-17516	5020-17521	99,000	59,400
	150	5020-17512	5020-17517	5020-17522	108,000	64,800



製品ページ

注)ジョイント形式は、パーカー型（UPタイプ）です。 ガードカラムは対象外のためご注意ください。

InertCore C8 価格表

粒子径：2.6 μ m	長さ\内径(mm)	2.1	3.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17527	5020-17531	5020-17535	93,000	55,800
	75	5020-17528	5020-17532	5020-17536	96,000	57,600
	100	5020-17529	5020-17533	5020-17537	99,000	59,400
	150	5020-17530	5020-17534	5020-17538	108,000	64,800



製品ページ

注)ジョイント形式は、パーカー型（UPタイプ）です。 ガードカラムは対象外のためご注意ください。

InertCore Biphenyl 価格表

粒子径：2.6 μ m	長さ\内径(mm)	2.1	3.0	4.6	価格	キャンペーン価格
	50	5020-17542	5020-17546	5020-17550	93,000	55,800
	75	5020-17543	5020-17547	5020-17551	96,000	57,600
	100	5020-17544	5020-17548	5020-17552	99,000	59,400
	150	5020-17545	5020-17549	5020-17553	108,000	64,800



製品ページ

注)ジョイント形式は、パーカー型（UPタイプ）です。 ガードカラムは対象外のためご注意ください。



ジエルサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告なしに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。