

MonoSpinシリーズ

アカデミックキャンペーン



大学・教育機関に所属するお客様を対象に、

MonoSpinカラムを **30%OFF** でご提供いたします。

抗体精製のカラムもキャンペーン対象です！

キャンペーン期間 2023年11月1日(水) ~ 2024年2月29日(木)

キャンペーン対象カラム

前処理用カラム < MonoSpinシリーズ >

| | |
|-----------------|-----------------------|
| MonoSpin C18 | MonoSpin Ph |
| MonoSpin C18-AX | MonoSpin C18-CX |
| MonoSpin SAX | MonoSpin SCX |
| MonoSpin NH2 | MonoSpin CBA |
| MonoSpin Amide | MonoSpin PBA |
| MonoSpin TiO | MonoSpin Trypsin |
| MonoSpin ME | MonoSpin Phospholipid |
| | MonoSpin AG |


オススメ！ 抗体精製用カラム < MonoSpin Proシリーズ >

| |
|---------------|
| MonoSpin ProA |
| MonoSpin ProG |
| MonoSpin ProL |



MonoSpinの特長

MonoSpinは、均一な連続孔を持つシリカモノリスを用いた前処理用スピнкаラムです。遠心操作により、生体試料などの微量サンプルを効果的に前処理します。



特長

- ・遠心処理による簡単な操作
- ・高い通液性により高速処理が可能
- ・100 μ L以下の溶出量でも優れた再現性 (S型)

| 品名 | Cat. No. | 通常価格 |
|-------------------|------------|---------|
| MonoSpin C18 50本入 | 5010-21700 | 27,000円 |

➡ **キャンペーン価格 18,900円**

※他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。

MonoSpin Proの特長

MonoSpin ProA, ProG, ProLは、抗体精製用の前処理カラムです。



特長

- ・抗体精製が10分以内で完了
- ・高回収率かつ濃縮が可能
- ・3種類の抗体精製用アフィニティリガンドを用意 (Protein A、Protein G、Protein L)

| 品名 | Cat. No. | 通常価格 |
|-------------------------|------------|---------|
| MonoSpin ProA [冷蔵] 10本入 | 7510-11310 | 21,000円 |

➡ **キャンペーン価格 14,700円**

※他の製品もキャンペーン対象となっております。詳しくはお問い合わせください。



MonoSpinカタログ

その他のMonoSpinの詳細については、弊社ホームページをご参照いただくか、下記QRコードよりカタログをご確認ください。

➤ 弊社ホームページにアプリケーションを多数掲載しています。



カタログ



MonoSpin使用方法 (動画)



イナートサーチ/
テクニカルノート



試供品申込みフォーム



支える、あらゆる分析を。

ジエールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用するには、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。